

Número do Cadastro do Produto		10209780121				
Razão Social		HEXAGON INDÚSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
Nome Fantasia		HEXAGON				
Endereço		RUA NELSON GUIRALDELLI, 350 - DISTRITO INDUSTRIAL				
Cidade		ITAPIRA	UF	SP	CEP	13977-015
DDD	19	Telefone	32722495	E-Mail	hexagon@hexagon-brasil.com	
Autorização de Funcionamento na Anvisa nº					1020978	
CNPJ		58.619.131/0001-31				
Nome do Responsável Técnico:		Claudionor Barboza Engenheiro Mecânico CREA (SP) 5061923704				

Identificação do Produto	
Nome Técnico	Torniquete
Nome Comercial	Torniquete Pélvico SAM

Especificações técnicas dos modelos, partes, componentes do sistema, materiais do conjunto e/ou acessórios.
Torniquete Pélvico SAM 32-50" - Código (PS301-OB-EN)

Composição	
Nylon	
Prazo de validade.	Indeterminado
Prazo de validade após aberto.	Não aplicável

Formas de apresentação comercial do produto
PRODUTO NÃO ESTÉRIL de uso único, individualmente embalado e rotulado numa bolsa plástica de polietileno.

Especificações do Produto
Indicação de Uso/Finalidade
Torniquete adaptável à cintura pélvica de uso médico - não invasiva - não implantável, desenvolvido com o objetivo de promover estabilidade e contenção de hemorragias (internas) numa região pélvica fraturada.
Princípio de Funcionamento/ Mecanismo de Ação
Consiste numa cinta de pressão circunferencial que se estende a partir da fivela de bloqueio podendo exercer uma força de aperto de 150 N.

Modo de Uso do produto		
<p>A utilização do torniquete pélvico deve sempre ser restrita para abordagem médica ou paramédica. O modelo é único e adaptável às situações de rotina.</p> <p>O Torniquete Pélvico é higienizado pelo fabricante e sem necessidade de esterilização.</p> <p>Para uso, remover o torniquete Pélvico da embalagem tipo bolsa plástica.</p> <p>Gravuras para orientação rápida estão disponíveis na parte interna do Torniquete Pélvico, sendo desnecessária consultar qualquer outra fonte de instrução durante o emprego.</p>		
Produto Estéril		
<input type="checkbox"/>	SIM - Método	
<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO - Métodos e parâmetros de esterilização	Não requer esterilização.
Reprocessamento		
<input type="checkbox"/>	Produto com reprocessamento proibido.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Produto passível de reprocessamento.	
Condições de Armazenamento – em embalagem íntegra e, quando aplicável, depois de aberto.		
<p>O produto deverá ser conservado em local arejado, limpo, seco, ao abrigo de iluminação, temperatura ambiente e isento de contaminação particulada.</p>		
Condições para o Transporte		
<p>O Torniquete Pélvico deve ser transportado de forma a impedir quaisquer danos ou alterações nas suas características.</p>		
Condições de Manipulação		
<p>Não se aplica.</p>		
Advertências		
<p>O Torniquete Pélvico nunca deverá ser modificado.</p>		
Precauções		
<p>Para utilização do Torniquete Pélvico o médico ou paramédico deve ter conhecimento dos aspectos da abordagem e da funcionalidade de um torniquete.</p>		
Contraindicações		
<p>Não se aplica.</p>		
Efeitos Adversos		
<p>Não se aplica</p>		