



## CATÁLOGO DE PRODUTOS

Hexagon Indústria e Comércio de Implantes Ortopédicos Ltda  
Rua Nelson Guiraldelli, 350 | Distrito Industrial  
CEP 13977-015 | Itapira | SP | Brasil | Tel.: 55+19 3843-9222  
[www.hexagon-brasil.com](http://www.hexagon-brasil.com)



PLACAS E PARAFUSOS

# PLACAS RETAS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS



## PLACA RETA DE COMPRESSÃO 3,5

Largura 10 mm  
Espessura 3,6 mm



Referência	Furos	Comprimento
18804	4	49 mm
18805	5	61 mm
18806	6	73 mm
18807	7	85 mm
18808	8	97 mm
18809	9	109 mm
18810	10	121 mm
18812	12	145 mm

ANVISA 10209780037

## PLACA 1/3 TUBO 3,5

Largura 9,2 mm  
Espessura 1,2 mm



Referência	Furos	Comprimento
19404	4	49 mm
19405	5	61 mm
19406	6	73 mm
19407	7	85 mm
19408	8	97 mm
19409	9	109 mm
19410	10	121 mm
19412	12	145 mm

## PLACA DE RECONSTRUÇÃO RETA 3,5

Largura 10 mm  
Espessura 3 mm



Referência	Furos	Comprimento
274061	6	70 mm
274081	8	94 mm
274101	10	118 mm
274121	12	142 mm
274141	14	166 mm
274161	16	190 mm

ANVISA 10209780036

## USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 3,5 - REF. 105



## USO - PARAFUSO ESPONJOSO Ø 4,0 - REFs. 114 /115



# PLACAS PARA EXTREMIDADES DE PEQUENOS FRAGMENTOS



## PLACA «T» 3,5/4,0



Espessura 1,2 mm

Referência	Furos	Comprimento
16833	3x3	50 mm
16834	3x4	62 mm
16835	3x5	74 mm

Referência	Furos	Comprimento
16844	4x4	58 mm
16845	4x5	70 mm
16846	4x6	82 mm

Referência	Furos	Comprimento
326331	3x3 Direita	53 mm
326332	3x3 Esquerda	53 mm
326341	3x4 Direita	65 mm
326342	3x4 Esquerda	65 mm
326351	3x5 Direita	77 mm
326352	3x5 Esquerda	77 mm

ANVISA 10209780035

## PLACA PARA CALCÂNEO 3,5/4,0



Espessura 1,2 mm

Referência	Furos
327111	11 Direita
327112	11 Esquerda
327211	12 Direita
327212	12 Esquerda

## USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 3,5 - REF. 105



## PLACA TREVO



Espessura 2,5 mm

Referência	Furos	Comprimento
26303	3	65 mm
26304	4	78 mm
26305	5	91 mm
26306	6	104 mm

ANVISA 10209780035

## USO - PARAFUSO ESPONJOSO Ø 4,0 - REFs. 114 /115



# PLACAS PARA RECONSTRUÇÃO



## PLACA DE RECONSTRUÇÃO RETA 3,5



Largura 10 mm  
Espessura 3 mm

Referência	Furos	Comprimento
274061	6	70 mm
274081	8	94 mm
274101	10	118 mm
274121	12	142 mm
274141	14	166 mm
274161	16	190 mm

## PLACA DE RECONSTRUÇÃO CURVA 3,5



Largura 10 mm  
Espessura 3 mm

Referência	Furos	Comprimento
274062	6	70 mm
274082	8	94 mm
274102	10	118 mm
274122	12	142 mm
274142	14	166 mm
274162	16	190 mm

## PLACA DE RECONSTRUÇÃO COM GANCHO



Largura 11 mm  
Espessura 2 mm

Referência	Furos	Comprimento
274302	2	43 mm
274303	3	59 mm

ANVISA 10209780036

## PARAFUSO CORTICAL Ø 3,5





Cabeça ø 6 mm  
Sextavado 2,5 mm  
Passo da Rosca 1,25 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
10510	10 mm	10560	60 mm
10512	12 mm	10565	65 mm
10514	14 mm	10570	70 mm
10516	16 mm	10575	75 mm
10518	18 mm	10580	80 mm
10520	20 mm	10585	85 mm
10522	22 mm	10590	90 mm
10524	24 mm	10595	95 mm
10526	26 mm	105100	100 mm
10528	28 mm	105105	105 mm
10530	30 mm	105110	110 mm
10532	32 mm	105115	115 mm
10534	34 mm	105120	120 mm
10536	36 mm	105125	125 mm
10538	38 mm	105130	130 mm
10540	40 mm	105135	135 mm
10545	45 mm	105140	140 mm
10550	50 mm	105145	145 mm
10555	55 mm	105150	150 mm

ANVISA 10209780032

## CAIXA PARA PLACAS DE RECONSTRUÇÃO



## PLACA DE COMPRESSÃO REFORÇADA 4,5



Largura 16 mm  
Espessura 6 mm

Referência	Furos	Comprimento
22012	12	200 mm
22014	14	232 mm
22016	16	264 mm
22018	18	296 mm
22020	20	328 mm
22022	22	360 mm
22024	24	392 mm

ANVISA 10209780037

## PLACA DE COMPRESSÃO ESTREITA 4,5



Largura 12 mm  
Espessura 4,4 mm

Referência	Furos	Comprimento
18404	4	71 mm
18405	5	87 mm
18406	6	103 mm
18407	7	119 mm
18408	8	135 mm
18409	9	151 mm
18410	10	167 mm
18412	12	199 mm
18414	14	231 mm
18416	16	263 mm

ANVISA 10209780037

## PLACA DE COMPRESSÃO LARGA 4,5



Largura 16 mm  
Espessura 5 mm

Referência	Furos	Comprimento
18005	5	88 mm
18006	6	104 mm
18007	7	120 mm
18008	8	136 mm
18009	9	152 mm
18010	10	168 mm

ANVISA 10209780037

## PLACA «T»



Espessura 2,5 mm

### SEM RECUO

Referência	Furos	Comprimento
25604	4	77 mm
25605	5	93 mm
25606	6	109 mm
25608	8	141 mm

### COM RECUO

Referência	Furos	Comprimento
26604	4	97 mm
26605	5	113 mm
26606	6	129 mm
26608	8	145 mm

ANVISA 10209780035

## PLACA «L»



Espessura 2,5 mm

### ESQUERDA


Referência	Furos	Comprimento
264044	2x4	90 mm
264054	2x5	106 mm
264064	2x6	122 mm
264084	2x8	154 mm

### DIREITA

Referência	Furos	Comprimento
264043	2x4	90 mm
264053	2x5	106 mm
264063	2x6	122 mm
264083	2x8	154 mm

ANVISA 10209780035

## PLACA L DE SUPORTE PARA TÍBIA



Referência	Furos	Comprimento
269.2.109	5+7 DIR	162 mm
269.2.111	5+11 DIR	226 mm
269.2.113	5+15 DIR	290 mm
269.2.209	5+7 ESQ	162 mm
269.2.211	5+11 ESQ	226 mm
269.2.213	5+15 ESQ	290 mm

Espessura 3 mm

ANVISA 10209780035

## USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 4,5



Referência  
102

## USO - PARAFUSO ESPONJOSO Ø 6,5



Referência  
108  
110  
112

# PLACA PARA RECONSTRUÇÃO DE GRANDES FRAGMENTOS



## PLACAS PARA RECONSTRUÇÃO

**Largura** 11 mm  
**Espessura** 4 mm



Referência	Furos
(216061)	06 FUROS - RETA
(216081)	08 FUROS - RETA
(216101)	10 FUROS - RETA
(216121)	12 FUROS - RETA
(216141)	14 FUROS - RETA
(216161)	16 FUROS - RETA

Referência	Furos
(216122)	12 FUROS - CURVA
(216142)	14 FUROS - CURVA
(216162)	16 FUROS - CURVA



ANVISA 10209780036



Referência	Furos
(216060)	SUORTE 2 + 2 FUROS

ANVISA 10209780036

### USO - PARAFUSO CORTICAL $\varnothing$ 4,5



Referência  
102

## PLACA TUBO DHS




Largura 20 mm  
Espessura 7 mm

Referência	Ângulo	Furos	Comprimento
20802	135° Cano Curto	2	54 mm
20803	135° Cano Curto	3	70 mm
20804	135° Cano Curto	4	86 mm
20805	135° Cano Curto	5	102 mm
20806	135° Cano Curto	6	118 mm

Referência	Ângulo	Furos	Comprimento
20302	135°	2	54 mm
20303	135°	3	70 mm
20304	135°	4	86 mm
20305	135°	5	102 mm
20306	135°	6	118 mm
20308	135°	8	150 mm
20310	135°	10	182 mm
20312	135°	12	214 mm
20314	135°	14	246 mm
20316	135°	16	278 mm
20318	135°	18	310 mm

## PLACA TUBO DCS



Largura 18 mm  
Espessura 6 mm

Referência	Ângulo	Furos	Comprimento
20504	95°	4	81 mm
20505	95°	5	97 mm
20506	95°	6	113 mm
20508	95°	8	145 mm
20510	95°	10	177 mm
20512	95°	12	209 mm
20514	95°	14	241 mm
20516	95°	16	273 mm
20518	95°	18	305 mm

ANVISA 10209780047

## PLACA DE SUPORTE TROCANTER



Espessura 1,5 mm

Referência	Comprimento
20800	148 mm

ANVISA 10209780047

## PINO DESLIZANTE - ROSCA 19MM



Diâmetro 12,7 mm

Referência	Comprimento	Referência	Comprimento
207501	50 mm	207801	80 mm
207551	55 mm	207851	85 mm
207601	60 mm	207901	90 mm
207651	65 mm	207951	95 mm
207701	70 mm	207001	100 mm
207751	75 mm	207051	105 mm

ANVISA 10209780044


## PINO DESLIZANTE - ROSCA 28MM



Diâmetro 12,7 mm

Referência	Comprimento	Referência	Comprimento
207502	50 mm	207802	80 mm
207552	55 mm	207852	85 mm
207602	60 mm	207902	90 mm
207652	65 mm	207952	95 mm
207702	70 mm	207002	100 mm
207752	75 mm	207052	105 mm

(70115) CAIXA PARA PLACAS DHS / DCS E PINOS | USO COM INSTRUMENTAL (70117)



# PLACA PARA OSTEOTOMIA INTERTROCANTÉRICA FEMORAL EM CRIANÇAS



## PLACA ANGULADA 3,5 PARA CRIANÇA PEQUENA



Perfil 2x10 mm

Referência	Furos	Ângulo	Recuo	Lâmina
28390725	3	90°	7 mm	25 mm
28390732	3	90°	7 mm	32 mm
283901225	3	90°	12 mm	25 mm
283901232	3	90°	12 mm	25 mm

## PLACA ANGULADA 4,5 PARA CRIANÇA



Perfil 4,4x12 mm

Referência	Furos	Ângulo	Recuo	Lâmina
285901040	3	90°	10 mm	40 mm
285901050	3	90°	10 mm	50 mm
285901540	3	90°	15 mm	40 mm
285901550	3	90°	15 mm	50 mm
285901560	3	90°	15 mm	60 mm
2851001040	3	100°	10 mm	40 mm
2851001050	3	100°	10 mm	50 mm
2851001540	3	100°	15 mm	40 mm
2851001550	3	100°	15 mm	50 mm
2851001560	3	100°	15 mm	60 mm

## PLACA ANGULADA 3,5 PARA CRIANÇA



Perfil 3,6x10 mm

Referência	Furos	Ângulo	Recuo	Lâmina
28490835	3	90°	8 mm	35 mm
28490845	3	90°	8 mm	45 mm
284100835	3	100°	8 mm	35 mm
284100845	3	100°	8 mm	45 mm

ANVISA 10209780025

## USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 3,5 - REF. 105.2



## USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 3,5 - REF. 104.2




## USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 4,5 - REF. 102.3



## USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 4,5 - REF. 102.2



## SET DE INSTRUMENTAIS





PLACAS COM BLOQUEIO

# MICRO FRAGMENTOS



## MICRO PLACA RETA DCP



Perfil 5,5 X 1,5 mm

Referência	Furos	Comprimento
15404	4	31 mm
15405	5	38 mm
15406	6	45 mm
15407	7	52 mm
15408	8	59 mm


## MICRO PLACA DE ADAPTAÇÃO



Espessura 1,2 mm

Referência	Furos	Comprimento
15403	12	72 mm

## MICRO PLACAS DE FORMATO ESPECÍFICO PARA USO DE 2,0



Referência	Modelo	Comprimento
15003	MICRO PLACA T 2X7 FUROS	53 mm
15004	MICRO PLACA Y ADAPTAÇÃO 3X7 FUROS	55 mm
15005	MICRO PLACA T ADAPTAÇÃO 3X7 FUROS	52 mm
15006	MICRO PLACA CONDILAR 2X7 FUROS	54 mm

ANVISA 10209780042

## PARAFUSO CORTICAL Ø 2,0



Cabeça Ø 2,8 mm  
Hexalóbulo T6  
Passo da Rosca 0,75 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
12406	6 mm	12416	16 mm
12408	8 mm	12418	18 mm
12410	10 mm	12420	20 mm
12412	12 mm	12422	22 mm
12414	14 mm	12424	24 mm

## PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 2,0



Cabeça Ø 2,8 mm  
Hexalóbulo T6  
Passo da Rosca 0,75 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
124.2.06	6 mm	124.2.16	16 mm
124.2.08	8 mm	124.2.18	18 mm
124.2.10	10 mm	124.2.20	20 mm
124.2.12	12 mm	124.2.22	22 mm
124.2.14	14 mm	124.2.24	24 mm

ANVISA 10209780043

## PLACA RETA DCP 2,7



Perfil 2,7 X 7,5 mm

Referência	Furos	Comprimento
16604	4	41 mm
16605	5	50 mm
16606	6	59 mm
16607	7	68 mm
16608	8	77 mm

## PLACA RETA 2,7



Perfil 1,2 X 7,5 mm

Referência	Furos	Comprimento
16602	4	31 mm
16603	6	47 mm

## PLACA DE USO ESPECÍFICO PARA USO DE 2,7



Referência	Formato
16001	L direita
16002	L esquerda
16003	L oblíqua direita
16004	L oblíqua esquerda
16005	T
16005	Condilar

ANVISA 10209780042

## PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 2,7



Cabeça Ø 4,1 mm  
Hexalóbulos T 8  
Passo da Rosca 1 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
122.2.06	6 mm	122.2.20	20 mm
122.2.08	8 mm	122.2.22	22 mm
122.2.10	10 mm	122.2.24	24 mm
122.2.12	12 mm	122.2.26	26 mm
122.2.14	14 mm	122.2.28	28 mm
122.2.16	16 mm	122.2.30	30 mm
122.2.18	18 mm		

## PARAFUSO CORTICAL Ø 2,7




Cabeça Ø 4,1 mm  
Hexalóbulos T 8  
Passo da Rosca 1 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
12206	6 mm	12220	20 mm
12208	8 mm	12222	22 mm
12210	10 mm	12224	24 mm
12212	12 mm	12226	26 mm
12214	14 mm	12228	28 mm
12216	16 mm	12230	30 mm
12218	18 mm		

ANVISA 10209780043

## (7012511) CAIXA PARA PLACAS E PARAFUSOS



# PLACAS PARA RÁDIO DISTAL COM BLOQUEIO



## PLACA VOLAR



**Espessura** 2,5 mm

Referência	Furos	Comprimento
328354	7X3 Direita	50 mm
328355	7x4 Direita	58 mm
328356	7X5 Direita	66 mm
328357	7X6 Direita	74 mm
328358	7X7 Direita	82 mm
328454	7X3 Esquerda	50 mm
328455	7X4 Esquerda	58 mm
328456	7X5 Esquerda	66 mm
328457	7X6 Esquerda	74 mm
328458	7X7 Esquerda	82 mm

ANVISA 10209780068

## PLACA PARA COLUNA RADIAL



**Espessura** 1,7 mm

Referência	Furos	Comprimento
275205	6	60 mm

## PLACA DORSAL



**Espessura** 2 mm

Referência	Furos	Comprimento
275105	2x4 DIR	49 mm
275107	2X4 ESQ	49 mm

ANVISA 10209780068

## PLACA VOLAR



**Espessura** 2,5 mm

Referência	Furos	Comprimento
328163	4X11 DIR	130 mm
328165	4X13 DIR	150 mm
328263	4X11 ESQ	130 mm
328265	4X13 ESQ	150 mm

ANVISA 10209780068

## PARAFUSO CORTICAL Ø 2,7



**Cabeça Ø** 4,1 mm  
**Hexalóbulo** T8  
**Passo da Rosca** 1 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
12206	6 mm	12220	20 mm
12208	8 mm	12222	22 mm
12210	10 mm	12224	24 mm
12212	12 mm	12226	26 mm
12214	14 mm	12228	28 mm
12216	16 mm	12230	30 mm
12218	18 mm		

## PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 2,7



**Cabeça Ø** 4,1 mm  
**Hexalóbulo** T8  
**Passo da Rosca** 1 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
122.2.06	6 mm	122.2.20	20 mm
122.2.08	8 mm	122.2.22	22 mm
122.2.10	10 mm	122.2.24	24 mm
122.2.12	12 mm	122.2.26	26 mm
122.2.14	14 mm	122.2.28	28 mm
122.2.16	16 mm	122.2.30	30 mm
122.2.18	18 mm		

ANVISA 10209780043

## PLACA RETA COM FUROS COMBINADOS PARA COMPRESSÃO E BLOQUEIO



Largura 10 mm  
Espessura 3,5 mm

Referência	Furos	Comprimento
19004	4	68 mm
19006	6	96 mm
19007	8	124 mm
19009	10	152 mm
19010	12	180 mm

ANVISA 10209780063

## PLACA 1/3 TUBO COM BLOQUEIO



Largura 10 mm  
Espessura 2 mm

Referência	Furos	Comprimento
276041	4	45 mm
276061	6	69 mm
276081	8	93 mm
276101	10	117 mm
276121	12	141 mm

## PLACA RETA DE RECONSTRUÇÃO COM BLOQUEIO



Largura 10 mm  
Espessura 3 mm

Referência	Furos	Comprimento
190.2.06	6	96 mm
190.2.08	8	124 mm
190.2.10	10	152 mm
190.2.12	12	180 mm

ANVISA 10209780063

## USO

### PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 3,5



Referência 105.2



Referência 104.2



Referência 122.2

## PLACA PARA FÍBULA COM BLOQUEIO



Referência	Furos	Comprimento
270144	4+6 DIR.	80 mm
270146	4+8 DIR.	105 mm
270244	4+6 ESQ.	80 mm
270246	4+8 ESQ.	105 mm

ANVISA 10209780080

## PLACA EM «T»



Ref.	Furos
168.2.33	3+3
168.2.34	3+4
168.2.35	3+5

ANVISA 10209780006

## PLACA PARA CALCÂNEO



Espessura 2 mm

Ref.	Furos
2681	11 DIR.
2682	11 ESQ.

ANVISA 10209780080

# PLACAS PARA RÁDIO DISTAL COM BLOQUEIO (TITÂNIO)

USO COM INSTRUMENTAL (7014111)



## PLACA VOLAR (TITÂNIO)



Referência	Furos	Comprimento
855133	4+4 Direita	44mm
855233	4+4 Esquerda	44mm
855136	5+4 Direita	46mm
855236	5+4 Esquerda	46mm

ANVISA 10209780076

## PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 2,7



Cabeça Ø 4 mm  
Hexalóbulo T8  
Passo da Rosca 1 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
60910	10 mm	60922	22 mm
60912	12 mm	60924	24 mm
60914	14 mm	60926	26 mm
60916	16 mm	60928	28 mm
60918	18 mm	60930	30 mm
60920	20 mm		

ANVISA 10209780051

## PARAFUSO CORTICAL Ø 2,7



Cabeça Ø 4 mm  
Hexalóbulo T8  
Passo da Rosca 1 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
60810	10 mm	60822	22 mm
60812	12 mm	60824	24 mm
60814	14 mm	60826	26 mm
60816	16 mm	60828	28 mm
60818	18 mm	60830	30 mm
60820	20 mm		

ANVISA 10209780051

## PLACA UMERAL MEDIAL COM BLOQUEIO



Espessura 2,5 mm

Referência	Furos	Comprimento
271082	3+4 Direita	98mm
271092	3+4 Esquerda	98mm
271102	3+5 Direita	117mm
271122	3+5 Esquerda	117mm
271142	3+6 Direita	137 mm
271162	3+6 Esquerda	137 mm

## PLACA UMERAL POSTERIOR LATERAL BLOQUEÁVEL



Espessura 2,5 mm

Referência	Furos	Comprimento
273061	3+4 Direita	103mm
273062	3+4 Esquerda	103mm
273081	3+5 Direita	122mm
273082	3+5 Esquerda	122mm
273101	3+6 Direita	141mm
273102	3+6 Esquerda	141mm

## PLACA PARA OLÉCRANO BLOQUEÁVEL



Espessura 3,0 mm

Referência	Furos	Comprimento
275108	7+3 Direita	89mm
275208	7+3 Esquerda	89mm
275110	7+4 Direita	106mm
275210	7+4 Esquerda	106mm
275112	7+5 Direita	123mm
275212	7+5 Esquerda	123mm
275114	7+6 Direita	140mm
275214	7+6 Esquerda	140mm

ANVISA 10209780068

## PLACA GANCHO BLOQUEÁVEL



Referência	Furos	Comprimento
271407	4	63 mm

ANVISA 10209780068

### USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 3,5 - REF. 105.2



### USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 3,5 - REF. 104.2



### USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 2,7 - REF. 122.2



## PLACA DISTAL PARA CLAVÍCULA COM BLOQUEIO



Espessura 2,5mm

Referência	Furos	Comprimento
271524	8+5 direita	78 mm
271624	8+5 esquerda	78 mm
271525	8+7 direita	97 mm
271625	8+7 esquerda	97 mm

## PLACA DIAFISE PARA CLAVÍCULA COM BLOQUEIO



Espessura 3mm

Referência	Furos	Curvatura	Comprimento
271306	8 direita	raio 70mm	90 mm
27206	8 direita	raio 110mm	90 mm
271307	9 direita	raio 70mm	116 mm
27208	9 direita	raio 110mm	116 mm
271406	8 esquerda	raio 70mm	90 mm
27210	8 esquerda	raio 110mm	90 mm
2718	9 esquerda	raio 70mm	116 mm
2717	9 esquerda	raio 110mm	116 mm

ANVISA 10209780068

### USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 3,5 - REF. 105.2



### USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 3,5 - REF. 104.2



### USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 2,7 - REF. 122.2



## PLACA PROXIMAL ÚMERO COM BLOQUEIO



Espessura 3 mm

Referência	Furos	Comprimento
271081	9+2	88 mm
271091	9+3	106 mm
271101	9+4	124 mm
271121	9+5	142 mm
271141	9+6	160 mm
271161	9+7	178 mm

ANVISA 10209780068

### USO - PARAFUSO CORTICAL $\varnothing$ 3,5 - REF. 104.2



Referência 104.2

### USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL $\varnothing$ 3,5



Referência 105.2

# PLACAS PARA TÍBIA PROXIMAL COM BLOQUEIO



## PLACAS LATERAIS DE SUPORTE PARA TÍBIA



Espessura 3 mm

Referência	Furos	Comprimento
269135	3+5 Direita	88 mm
269137	3+7 Direita	120 mm
269139	3+9 Direita	152 mm
269235	3+5 Esquerda	88 mm
269237	3+7 Esquerda	120 mm
269239	3+9 Esquerda	152 mm

ANVISA 10209780080

## USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 4,5 - REF. 102.3



## USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 4,5 - REF. 102.2




## PLACA MEDIAL PARA TÍBIA



Espessura 3 mm

Referência	Furos	Comprimento
26934	3+4	79 mm
26936	3+6	111 mm
26938	3+8	143 mm

ANVISA 10209780080



Espeçura 3 mm

Referência	Furos	Comprimento
269312	5+7 Direita	161 mm
269412	5+7 Esquerda	161 mm
269316	5+11 Direita	225 mm
269416	5+11 Esquerda	225 mm
269320	5+15 Direita	289 mm
269420	5+15 Esquerda	289 mm

ANVISA 10209780080

## USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL $\varnothing$ 4,5



Referência 102.3

## USO - PARAFUSO CORTICAL $\varnothing$ 4,5



Referência 102.2

## PLACA DISTAL PARA TÍBIA MEDIAL



Espeçura 4 mm	Referência	Furos	Comprimento
	267106	7+6 DIREITA	116mm
	267108	7+8 DIREITA	143mm
	267110	7+10 DIREITA	169mm
	267112	7+12 DIREITA	195mm
	267114	7+14 DIREITA	220mm
	267206	7+6 ESQUERDA	116mm
	267208	7+8 ESQUERDA	143mm
	267210	7+10 ESQUERDA	169mm
	267212	7+12 ESQUERDA	195mm
	267214	7+14 ESQUERDA	220mm

ANVISA 10209780080

### USO - PARAFUSO CORTICAL $\varnothing$ 3,5 - REF. 104.2



Referência 104.2

### USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL $\varnothing$ 3,5



Referência 105.2

# PLACA PARA TÍBIA DISTAL COM BLOQUEIO



## PLACA DISTAL ANTEROLATERAL PARA TÍBIA



Espessura 4 mm


Referência	Furos	Comprimento
269508	4+4 DIREITA	85 mm
269510	4+6 DIREITA	119 mm
269512	4+8 DIREITA	153 mm
269514	4+10 DIREITA	187 mm
269516	4+12 DIREITA	221 mm
269520	4+14 DIREITA	255 mm
269608	4+4 ESQUERDA	85 mm
269610	4+6 ESQUERDA	119 mm
269612	4+8 ESQUERDA	153 mm
269614	4+10 ESQUERDA	187 mm
269616	4+12 ESQUERDA	221 mm
269620	4+14 ESQUERDA	255 mm

ANVISA 10209780080

USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 3,5 - REF. 105.2



## PLACA PARA TÍBIA DISTAL (PILÃO)



Espessura 3 mm

Referência	Furos
267204	17+9

ANVISA 10209780080

USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 3,5 - REF. 104.2



## PLACA RETA (LARGA/PESADA) COM FUROS COMBINADOS PARA COMPRESSÃO E BLOQUEIO



16 mm  
Largura 6,2 mm  
Espessura

Referência	Furos	Comprimento
21908	08	152 mm
21910	10	188 mm
21912	12	224 mm
21914	14	260 mm
21916	16	296 mm
21918	18	332 mm

## PLACA RETA (ESTREITA) COM FUROS COMBINADOS PARA COMPRESSÃO E BLOQUEIO



Largura 12 mm  
Espessura 4,4 mm

Referência	Furos	Comprimento
18506	06	118 mm
18507	07	136 mm
18508	08	154 mm
18510	10	190 mm
18512	12	226 mm
18514	14	262 mm

ANVISA 10209780063

## USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 4,5 - REF. 102.3



## USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 4,5 - REF. 102.2



## PLACA CODILAR



Espessura 5 mm

Referência	Furos	Comprimento
252106	6 Direita	171 mm
252108	8 Direita	207 mm
252110	10 Direita	242 mm
252112	12 Direita	278 mm
252114	14 Direita	313 mm
252206	6 Esquerda	171 mm
252208	8 Esquerda	207 mm
252210	10 Esquerda	242 mm
252212	12 Esquerda	278 mm
252214	14 Esquerda	313 mm

ANVISA 10209780082

### USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL $\varnothing$ 4,5



Referência 102.3

### USO - PARAFUSO CORTICAL $\varnothing$ 4,5



Referência 102.2

### USO - PARAFUSO CANULADO ROSCA TOTAL $\varnothing$ 7



Referência 322

## PLACA PARA ARTRODESE DE TÍBIA



### PLACA PARA ARTRODESE TÍBIO-TARSICA ANTERIOR



Espessura 3mm

Referência	Furos	Comprimento
267104	6+3	68 mm

ANVISA 10209780080

### USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 3,5 - REF. 105.2



### USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 3,5 - REF. 104.2



## PLACAS PARA OSTEOTOMIA COM BLOQUEIO



### PLACA «T» PARA OSTEOTOMIA DE TÍBIA



Espessura 3 mm

Referência	Furos	Comprimento
33622	2X2	59 mm
33932	3X2	69 mm
33933	3X3	85 mm
33934	3X4	101 mm

ANVISA 10209780080

### CALÇO PARA PLACA DE OSTEOTOMIA



Referência	Altura
33750	5 mm
33775	7,5 mm
33710	10 mm
337125	12,5 mm
33715	15 mm

ANVISA 10209780080

### USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 4,5 - REF. 102.3



### USO - PARAFUSO CORTICAL Ø 4,5 - REF. 102.2





Largura	16 mm	Referência	Furos	Comprimento
Espessura	6,5 mm	1.003.11	3+8	304 mm
		1.003.13	3+10	353 mm

ANVISA 10209780082

## USO - PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL $\varnothing$ 4,5



Referência 102.3

## USO - PARAFUSO CORTICAL $\varnothing$ 4,5



Referência 102.2

## USO - PARAFUSO CANULADO ROSCA TOTAL $\varnothing$ 7



Referência 322



PARAFUSOS

# PARAFUSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS



## PARAFUSO CORTICAL ø 3,5



Cabeça ø 6 mm  
Sextavado 2,5 mm  
Passo da Rosca 1,75 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
10410	10 mm	10428	28 mm
10412	12 mm	10430	30 mm
10414	14 mm	10432	32 mm
10416	16 mm	10434	34 mm
10418	18 mm	10436	36 mm
10420	20 mm	10438	38 mm
10422	22 mm	10440	40 mm
10424	24 mm	10445	45 mm
10426	26 mm	10450	50 mm

## PARAFUSO CORTICAL ø 3,5



Cabeça ø 6 mm  
Sextavado 2,5 mm  
Passo da Rosca 1,25 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
10510	10 mm	10528	28 mm
10512	12 mm	10530	30 mm
10514	14 mm	10532	32 mm
10516	16 mm	10534	34 mm
10518	18 mm	10536	36 mm
10520	20 mm	10538	38 mm
10522	22 mm	10540	40 mm
10524	24 mm	10545	45 mm
10526	26 mm	10550	50 mm

## PARAFUSO ESPONJOSO ø 4,0 - ROSCA TOTAL



Cabeça ø 6 mm  
Sextavado 2,5 mm  
Passo da Rosca 1,75 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
11510	10 mm	11526	26 mm
11512	12 mm	11528	28 mm
11514	14 mm	11530	30 mm
11516	16 mm	11535	35 mm
11518	18 mm	11540	40 mm
11520	20 mm	11545	45 mm
11522	22 mm	11550	50 mm
11524	24 mm		

## PARAFUSO ESPONJOSO ø 4,0



Cabeça ø 6 mm  
Sextavado 2,5 mm  
Passo da Rosca 1,75 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
11410	10 mm	11426	26 mm
11412	12 mm	11428	28 mm
11414	14 mm	11430	30 mm
11416	16 mm	11435	35 mm
11418	18 mm	11440	40 mm
11420	20 mm	11445	45 mm
11422	22 mm	11450	50 mm
11424	24 mm		

ANVISA 10209780032

ANVISA 10209780032

# PARAFUSOS PARA PEQUENOS FRAGMENTOS COM BLOQUEIO



## PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 2,7



Cabeça Ø 4,1 mm  
Hexalóbulo T 8  
Passo da Rosca 1 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
122.2.06	6 mm	122.2.20	20 mm
122.2.08	8 mm	122.2.22	22 mm
122.2.10	10 mm	122.2.24	24 mm
122.2.12	12 mm	122.2.26	26 mm
122.2.14	14 mm	122.2.28	28 mm
122.2.16	16 mm	122.2.30	30 mm
122.2.18	18 mm		

ANVISA 10209780043

## PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 3,5



Cabeça Ø 5,6 mm  
Hexalóbulo T 15  
Passo da Rosca 1 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
105.2.10	10 mm	105.2.34	34 mm
105.2.12	12 mm	105.2.36	36 mm
105.2.14	14 mm	105.2.38	38 mm
105.2.16	16 mm	105.2.40	40 mm
105.2.18	18 mm	105.2.45	45 mm
105.2.20	20 mm	105.2.50	50 mm
105.2.22	22 mm		
105.2.24	24 mm		
105.2.26	26 mm		
105.2.26	28 mm		
105.2.30	30 mm		
105.2.32	35 mm		

ANVISA 10209780032

## PARAFUSO CORTICAL Ø 3,5



Cabeça Ø 6 mm  
Hexalóbulo T 15  
Passo da Rosca 1 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
104.2.10	10 mm	104.2.28	28 mm
104.2.12	12 mm	104.2.30	30 mm
104.2.14	14 mm	104.2.32	32 mm
104.2.16	16 mm	104.2.34	34 mm
104.2.18	18 mm	104.2.36	36 mm
104.2.20	20 mm	104.2.38	38 mm
104.2.22	22 mm	104.2.40	40 mm
104.2.24	24 mm	104.2.45	45 mm
104.2.26	26 mm	104.2.50	50 mm

# PARAFUSOS PARA GRANDES FRAGMENTOS



## PARAFUSO CORTICAL $\varnothing$ 4,5



Cabeça $\varnothing$	8 mm	Ref.	Comp.	Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
Sextavado	3,5 mm	10214	14 mm	10238	38 mm	10262	62 mm
Passo da Rosca	1,75 mm	10216	16 mm	10240	40 mm	10264	64 mm
		10218	18 mm	10242	42 mm	10266	66 mm
		10220	20 mm	10244	44 mm	10268	68 mm
		10222	22 mm	10246	46 mm	10270	70 mm
		10224	24 mm	10248	48 mm	10275	75 mm
		10226	26 mm	10250	50 mm	10280	80 mm
		10228	28 mm	10252	52 mm	10285	85 mm
		10230	30 mm	10254	54 mm	10290	90 mm
		10232	32 mm	10256	56 mm	10295	95 mm
		10234	34 mm	10258	58 mm	102100	100 mm
		10236	36 mm	10260	60 mm	102105	105 mm
						112110	110 mm

## PARAFUSO ESPONJOSO $\varnothing$ 6,5



Cabeça $\varnothing$	8 mm	Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
Sextavado	3,5 mm	10825	25 mm	10870	70 mm
Comp. da Rosca	16 mm	10830	30 mm	10875	75 mm
Passo da Rosca	1,75 mm	10835	35 mm	10880	80 mm
		10840	40 mm	10885	85 mm
		10845	45 mm	10890	90 mm
		10850	50 mm	10895	95 mm
		10855	55 mm	108100	100 mm
		10860	60 mm	108105	105 mm
		10865	65 mm	108110	110 mm

## PARAFUSO ESPONJOSO $\varnothing$ 6,5 - ROSCA TOTAL



Cabeça $\varnothing$	8 mm	Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
Sextavado	3,5 mm	11230	30 mm	11275	75 mm
Passo da Rosca	2,25 mm	11235	35 mm	11280	80 mm
		11240	40 mm	11285	85 mm
		11245	45 mm	11290	90 mm
		11250	50 mm	11295	95 mm
		11255	55 mm	112100	100 mm
		11260	60 mm	112105	105 mm
		11265	65 mm	112110	110 mm
		11270	70 mm		

## PARAFUSO ESPONJOSO $\varnothing$ 6,5



Cabeça $\varnothing$	8 mm	Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
Sextavado	3,5 mm	11040	40 mm	11080	80 mm
Comp. da Rosca	32 mm	11045	45 mm	11085	85 mm
Passo da Rosca	2,25 mm	11050	50 mm	11090	90 mm
		11055	55 mm	11095	95 mm
		11060	60 mm	110100	100 mm
		11065	65 mm	110105	105 mm
		11070	70 mm	110110	110 mm
		11075	75 mm		

## PARAFUSO MALEOLAR $\varnothing$ 4,5



Cabeça $\varnothing$	8 mm	Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
Sextavado	3,5 mm	10625	25 mm	10650	50 mm
Comp. da Rosca	32 mm	10630	30 mm	10655	55 mm
Passo da Rosca	2,25 mm	10635	35 mm	10660	60 mm
		10640	40 mm	10665	65 mm
		10645	45 mm	10670	70 mm

ANVISA 10209780031

ANVISA 10209780031

## PARAFUSO CORTICAL ROSQUEÁVEL Ø 4,5



Cabeça ø	5,6 mm	Ref.	Comp.	Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
Sextavado	3,5 mm	(102.3.14)	14mm	(102.3.36)	36mm	(102.3.58)	58mm
Passo de rosca	1,25 mm	(102.3.16)	16mm	(102.3.38)	38mm	(102.3.60)	60mm
		(102.3.18)	18mm	(102.3.40)	40mm	(102.3.62)	62mm
		(102.3.20)	20mm	(102.3.42)	42mm	(102.3.64)	64mm
		(102.3.22)	22mm	(102.3.44)	44mm	(102.3.66)	66mm
		(102.3.24)	24mm	(102.3.46)	46mm	(102.3.68)	68mm
		(102.3.26)	26mm	(102.3.48)	48mm	(102.3.70)	70mm
		(102.3.28)	28mm	(102.3.50)	50mm	(102.3.75)	75mm
		(102.3.30)	30mm	(102.3.52)	52mm	(102.3.80)	80mm
		(102.3.32)	32mm	(102.3.54)	54mm		
		(102.3.34)	34mm	(102.3.56)	56mm		

## PARAFUSO CORTICAL Ø 4,5



Cabeça ø	8 mm	Ref.	Comp.	Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
Sextavado	3,5 mm	(102.2.14)	14mm	(102.2.34)	34mm	(102.2.54)	54mm
Passo de rosca	1,75 mm	(102.2.16)	16mm	(102.2.36)	36mm	(102.2.56)	56mm
		(102.2.18)	18mm	(102.2.38)	38mm	(102.2.58)	58mm
		(102.2.20)	20mm	(102.2.40)	40mm	(102.2.60)	60mm
		(102.2.22)	22mm	(102.2.42)	42mm	(102.2.62)	62mm
		(102.2.24)	24mm	(102.2.44)	44mm	(102.2.64)	64mm
		(102.2.26)	26mm	(102.2.46)	46mm	(102.2.66)	66mm
		(102.2.28)	28mm	(102.2.48)	48mm	(102.2.68)	68mm
		(102.2.30)	30mm	(102.2.50)	50mm	(102.2.70)	70mm
		(102.2.32)	32mm	(102.2.52)	52mm		

ANVISA 10209780031



ACESSÓRIOS



Referência	Descrição	Ø Externo	Ø Interno
132127	ARRUELA PARA USO PARAFUSOS 2,7/3,0	8MM	3,2MM
132135	ARRUELA PARA USO PARAFUSOS 3,5/4,0	9MM	4,6MM
132145	ARRUELA PARA USO PARAFUSOS 4,5/6,5	12,7MM	7MM

ANVISA 10209780034



PARAFUSOS CANULADOS

## MINI PARAFUSO CANULADO



### PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO Ø 3,0



**Sextavado** 2 mm  
**Furo** 1,1 mm  
**Passo da Rosca** 1,12 mm  
**Comp. da Rosca** 1,28 mm

Ref.	Comp.
40016	16 mm
40018	18 mm
40020	20 mm
40022	22 mm
40024	24 mm
40026	26 mm
40028	28 mm
40030	30 mm

### PARAFUSO CANULADO Ø 3,0 - ROSCA PARCIAL



**Cabeça ø** 4 mm  
**Sextavado** 2 mm  
**Furo** 1,1 mm  
**Passo da Rosca** 1,28 mm

Ref.	Comp.
40116	16 mm
40118	18 mm
40120	20 mm
40122	22 mm
40124	24 mm
40126	26 mm
40128	28 mm
40130	30 mm

### PARAFUSO CANULADO Ø 3,0 - ROSCA 19MM



**Cabeça ø** 4 mm  
**Sextavado** 2 mm  
**Furo** 1,1 mm  
**Passo da Rosca** 1,28 mm

Ref.	Comp.
40216	16 mm
40218	18 mm
40220	20 mm
40222	22 mm
40224	24 mm
40226	26 mm
40228	28 mm
40230	30 mm

ANVISA 10209780045

### PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO




**Sextavado** 2 mm  
**Furo** 1,1 mm  
**Passo da Rosca** 1,28 a 1,12 mm

Ref.	Comp.
40512	12 mm
40514	14 mm
40516	16 mm
40518	18 mm
40520	20 mm
40522	22 mm
40524	24 mm
40526	26 mm
40528	28 mm
40530	30 mm

ANVISA 10209780045

### (70160) CAIXA PARA MINI PARAFUSO CANULADO E INSTRUMENTAL



Código	Descrição
(26011)	BROCA 1,1X70MM
(4280)	CHAVE HEXAGONAL CANULADA SW 2,0
(32009)	FIO GUIA 0,9X150MM
(41095/24/022K12)	FRESA CANULADA 2,2-1,2X95MM
(41095/20/027K12)	FRESA CANULADA 2,7-1,2X95MM
(4282)	GUIA PARA BROCA 1,1MM
(3413)	MEDIDOR P/ FIO CALIBRADO

# PARAFUSOS CANULADOS Ø 3,5 COM PLACAS PARA ALINHAMENTO PEDIÁTRICO



## PARAFUSO CANULADO Ø 3,5 - ROSCA TOTAL



**Cabeça Ø** 6 mm  
**Sextavado** 2,5 mm  
**Furo** 1,6 mm  
**Passo da Rosca** 1,25 mm

Ref.	Comp.
40616	16 mm
40618	18 mm
40620	20 mm
40622	22 mm
40624	24 mm
40626	26 mm
40628	28 mm
40630	30 mm
40635	35 mm
40640	40 mm
40645	45 mm
40650	50 mm

## PARAFUSO CANULADO Ø 3,5 - ROSCA PARCIAL



**Cabeça Ø** 6 mm  
**Sextavado** 2,5 mm  
**Furo** 1,6 mm  
**Passo da Rosca** 1,25 mm

Ref.	Comp.
40316	16 mm
40318	18 mm
40320	20 mm
40322	22 mm
40324	24 mm
40326	26 mm
40328	28 mm
40330	30 mm
40335	35 mm
40340	40 mm
40345	45 mm
40350	50 mm

## PLACAS PARA ALINHAMENTO PEDIÁTRICO




Referência	Medida entre furos
216312	12 mm
216316	16 mm

ANVISA 10209780045

ANVISA 10209780036

## (70135) INSTRUMENTAL PARA CANULADOS 3,5MM



Código	Descrição
91497	MEDIDOR P/ FIO GUIA 1,2MM (5022)
91491	CHAVE HEXAGONAL PARA CANULADO 3,5MM (5040)
91492	GUIA PARA FIO E MACHO 3,5MM (5024)
91493	MACHO PARA CANULADO 3,5MM (5036)
31210	FIO GUIA 1,2X150MM
4109530027K14	FRESA CANULADA 2,7-1,4MM
4109530035K14	FRESA CANULADA 3,5-1,4MM
91494	ESCARIADOR PARA CANULADO 3,5MM (5033)

# PARAFUSOS CANULADOS $\varnothing$ 4,5



## PARAFUSO CANULADO $\varnothing$ 4,5 - ROSCA PARCIAL



**Cabeça  $\varnothing$**  6 mm  
**Sextavado** 3 mm  
**Furo** 1,6 mm  
**Passo da Rosca** 2 mm  
**Comp. da Rosca** 10 a 19 mm

Ref.	Comp.
32320	20 mm
32325	25 mm
32330	30 mm
32335	35 mm
32340	40 mm
32345	45 mm
32350	50 mm
32355	55 mm
32360	60 mm
32365	65 mm
32370	70 mm

## PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO $\varnothing$ 4,5



**Sextavado** 3 mm  
**Furo** 1,6 mm  
**Passo da Rosca Proximal** 1,25 mm  
**Passo da Rosca Distal** 1,75 mm

Ref.	Comp.
40430	30 mm
40435	35 mm
40440	40 mm
40445	45 mm
40450	50 mm
40455	55 mm
40460	60 mm
40465	65 mm
40470	70 mm

ANVISA 10209780045



(70.130) CAIXA PARA INSTRUMENTAL DE CANULADOS 4,5MM



**(4874)**  
 CHAVE HEXAGONAL  
 CANULADA SW 3MM



**(4897)**  
 ESCARIADOR CANULADO



**(2.001.15150)**  
 FIO GUIA  $\varnothing$  3,2 - 1,6MM



**(41120/30/032K16)**  
 FRESA CANULADA  $\varnothing$  3,2 - 1,6MM



**(90496P)**  
 FRESA PROXIMAL  
 CANULADA  $\varnothing$  5.0 - 1,6MM



**(3998)**  
 GUIA PARA FIO



**(4896)**  
 MACHO CANULADO  $\varnothing$  4,5MM



**(4893)**  
 MEDIDOR PARA FIO GUIA

## PARAFUSOS CANULADOS ø 7,0



### PARAFUSO CANULADO ø 7,0 - ROSCA 19MM



**Cabeça ø** 9 mm  
**Sextavado** 5 mm  
**Furo** 2,7 mm  
**Passo da Rosca** 2,75 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
322401	40 mm	322851	85 mm
322451	45 mm	322901	90 mm
322501	50 mm	322951	95 mm
322551	55 mm	322001	100 mm
322601	60 mm	322051	105 mm
322651	65 mm	322101	110 mm
322701	70 mm	322151	115 mm
322751	75 mm	322201	120 mm
322801	80 mm		

### PARAFUSO CANULADO ø 7,0 - ROSCA 32MM



**Cabeça ø** 9 mm  
**Sextavado** 5 mm  
**Furo** 2,7 mm  
**Passo da Rosca** 2,75 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
322402	40 mm	322852	85 mm
322452	45 mm	322902	90 mm
322502	50 mm	322952	95 mm
322552	55 mm	322002	100 mm
322602	60 mm	322052	105 mm
322652	65 mm	322102	110 mm
322702	70 mm	322152	115 mm
322752	75 mm	322202	120 mm
322802	80 mm		

### PARAFUSO CANULADO ROSCA TOTAL



**Cabeça ø** 9 mm  
**Sextavado** 5 mm  
**Furo** 2,7 mm  
**Passo da Rosca** 2,75 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
322404	40mm	322854	85mm
322454	45mm	322904	90mm
322504	50mm	322954	95mm
322554	55mm	322004	100mm
322604	60mm	322054	105mm
322654	65mm	322104	110mm
322704	70mm	322154	115mm
322754	75mm	322204	120mm
322804	80mm		

### PARAFUSO CANULADO AUTOCOMPRESSIVO ø 7,0



**Cabeça ø** 9 mm  
**Sextavado** 5 mm  
**Furo** 2,7 mm  
**Passo da Rosca** 2,75 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
322403	40mm	322853	85mm
322453	45mm	322903	90mm
322503	50mm	322953	95mm
322553	55mm	322003	100mm
322603	60mm	322053	105mm
322653	65mm	322103	110mm
322703	70mm	322153	115mm
322753	75mm	322203	120mm
322803	80mm		

ANVISA 10209780045

ANVISA 10209780045



HASTES INTRAMEDULARES

# HASTE BLOQUEADA FEMORAL ANTERÓGRADA E RETRÓGRADA (A / R)



Ref.	Medida
345124	Ø 12X240mm
345034	Ø 10X340mm
345036	Ø 10X360mm
345038	Ø 10X380mm
345040	Ø 10X400mm
345042	Ø 10X420mm
345134	Ø 11X340mm
345136	Ø 11X360mm
345138	Ø 11X380mm
345140	Ø 11X400mm
345142	Ø 11X420mm
345234	Ø 12X340mm
345236	Ø 12X360mm
345238	Ø 12X380mm
345240	Ø 12X400mm
345242	Ø 12X420mm

ANVISA 10209780056

## PARAFUSO CORTICAL Ø 4,9




Cabeça Ø 8 mm  
Sextavado 3,5 mm  
Passo da Rosca 1,75 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
37725	25 mm	37760	60 mm
37730	30 mm	37765	65 mm
37735	35 mm	37770	70 mm
37740	40 mm	37775	75 mm
37745	45 mm	37780	80 mm
37750	50 mm	37785	85 mm
37755	55 mm	37790	90 mm

ANVISA 10209780040



# HASTE BLOQUEADA FEMORAL ANTERÓGRADA E RETRÓGRADA (AR-II) BLOQUEIOS PERPENDICULARES



Ref.	Medida
(345.2.1033)	Ø 10X330 mm
(345.2.1035)	Ø 10X350 mm
(345.2.1037)	Ø 10X370 mm
(345.2.1039)	Ø 10X390 mm
(345.2.1041)	Ø 10X410 mm
(345.2.1119)	Ø 11X190 mm
(345.2.1123)	Ø 11X230 mm
(345.2.1133)	Ø 11X330 mm
(345.2.1135)	Ø 11X350 mm
(345.2.1137)	Ø 11X370 mm
(345.2.1139)	Ø 11X390 mm
(345.2.1141)	Ø 11X410 mm
(345.2.1233)	Ø 12X330 mm
(345.2.1235)	Ø 12X350 mm
(345.2.1237)	Ø 12X370 mm
(345.2.1239)	Ø 12X390 mm
(345.2.1241)	Ø 12X410 mm

ANVISA 10209780056

## USO PARAFUSO CORTICAL Ø 4,9




**Cabeça Ø** 8 mm  
**Sextavado** 3,5 mm  
**Passo da Rosca** 1,75 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
37725	25 mm	37760	60 mm
37730	30 mm	37765	65 mm
37735	35 mm	37770	70 mm
37740	40 mm	37775	75 mm
37745	45 mm	37780	80 mm
37750	50 mm	37785	85 mm
37755	55 mm	37790	90 mm

ANVISA 10209780040





Ref.	Lado	Ref.	Lado	Diâm.	Comp.
3601034	Direita	3602034	Esquerda	10 mm	340 mm
3601036	Direita	3602036	Esquerda	10 mm	360 mm
3601038	Direita	3602038	Esquerda	10 mm	380 mm
3601134	Direita	3602134	Esquerda	11 mm	340 mm
3601136	Direita	3602136	Esquerda	11 mm	360 mm
3601138	Direita	3602138	Esquerda	11 mm	380 mm
3601140	Direita	3602140	Esquerda	11 mm	400 mm
3601142	Direita	3602142	Esquerda	11mm	420 mm
3601234	Direita	3602234	Esquerda	12 mm	340 mm
3601236	Direita	3602236	Esquerda	12 mm	360 mm
3601238	Direita	3602238	Esquerda	12 mm	380 mm
3601240	Direita	3602240	Esquerda	12 mm	400 mm
3601242	Direita	3602242	Esquerda	12 mm	420 mm
3601244	Direita	3602244	Esquerda	12 mm	440 mm

ANVISA 10209780056

## PARAFUSO DE BLOQUEIO ø 6,4



Cabeça ø 9,2 mm  
Sextavado 5 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
33140	40 mm	33175	75 mm
33145	45 mm	33180	80 mm
33150	50 mm	33185	85 mm
33155	55 mm	33190	90 mm
33160	60 mm	33195	95 mm
33165	65 mm	33100	100 mm
33170	70 mm		

## PARAFUSO DE BLOQUEIO ø 4,5




Cabeça ø 7 mm  
Sextavado 3,5 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
33225	25 mm	33245	45 mm
33230	30 mm	33250	50 mm
33235	35 mm	33255	55 mm
33240	40 mm	33260	60 mm

ANVISA 10209780040





Ref.	Medida
330034	∅ 10X340mm
330036	∅ 10X360mm
330038	∅ 10X380mm
330134	∅ 11X340mm
330136	∅ 11X360mm
330138	∅ 11X380mm
330140	∅ 11X400mm
330142	∅ 11X420mm
330236	∅ 12X360mm
330238	∅ 12X380mm
330240	∅ 12X400mm
330242	∅ 12X420mm
330244	∅ 12x440mm
330340	∅ 13X400mm
330342	∅ 13X420mm
330344	∅ 13X440mm

ANVISA 10209780056

## PARAFUSO DE BLOQUEIO ∅ 6,4



Cabeça ∅ 9,2 mm  
Sextavado 5 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
33140	40 mm	33175	75 mm
33145	45 mm	33180	80 mm
33150	50 mm	33185	85 mm
33155	55 mm	33190	90 mm
33160	60 mm	33195	95 mm
33165	65 mm	33100	100 mm
33170	70 mm		

## PARAFUSO DE BLOQUEIO ∅ 4,5



Cabeça ∅ 7 mm  
Sextavado 3,5 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
33225	25 mm	33245	45 mm
33230	30 mm	33250	50 mm
33235	35 mm	33255	55 mm
33240	40 mm	33260	60 mm

ANVISA 10209780040



## HASTES CURTAS



ÂNGULO CEFÁLICO 125°

Ref.	Diâm.	Comp.
340116	11 mm	160 mm



ÂNGULO CEFÁLICO 130°

Ref.	Diâm.	Comp.
340120	11 mm	200 mm

ANVISA 10209780056

## HASTES LONGAS

ÂNGULO CEFÁLICO 130°

Ref.	Diâm.	Comp.	Lado
3741034	10 mm	340 mm	Direito
3741036	10 mm	360 mm	Direito
3741038	10 mm	380 mm	Direito
3741040	10 mm	400 mm	Direito
3741042	10 mm	420 mm	Direito
3742034	10 mm	340 mm	Esquerdo
3742036	10 mm	360 mm	Esquerdo
3742038	10 mm	380 mm	Esquerdo
3742040	10 mm	400 mm	Esquerdo
3742042	10 mm	420 mm	Esquerdo
3741134	11 mm	340 mm	Direito
3741136	11 mm	360 mm	Direito
3741138	11 mm	380 mm	Direito
3741140	11 mm	400 mm	Direito
3741142	11 mm	420 mm	Direito
3742134	11 mm	340 mm	Esquerdo
3742136	11 mm	360 mm	Esquerdo
3742138	11 mm	380 mm	Esquerdo
3742140	11 mm	400 mm	Esquerdo
3742142	11 mm	420 mm	Esquerdo

ANVISA 10209780056



## PINO DESLIZANTE CANULADO Ø 10



Sextavado 6 mm

Ref.	Comp.
37175	75 mm
37180	80 mm
37185	85 mm
37190	90 mm
37195	95 mm
37100	100 mm
37105	105 mm
37110	110 mm
37105	115 mm
37110	120 mm

ANVISA 10209780044

## PARAFUSO DE BLOQUEIO Ø 4,5



Cabeça Ø 7 mm  
Sextavado 3,5 mm

Ref.	Comp.
33225	25 mm
33230	30 mm
33235	35 mm
33240	40 mm
33245	45 mm
33250	50 mm
33255	55 mm
33260	60 mm

ANVISA 10209780040





Ref.	Diâm.	Comp.
344720	8	200
344722	8	220
344724	8	240
344726	8	260
344728	8	280

ANVISA 10209780049

## PARAFUSO DE BLOQUEIO $\phi$ 4,5



Cabeça  $\phi$  7 mm  
Sextavado 3,5 mm

Ref.	Comp.
33225	25 mm
33230	30 mm
33235	35 mm
33240	40 mm
33245	45 mm
33250	50 mm
33255	55 mm
33260	60 mm

ANVISA 10209780040





Ref.	Diâm.	Comp.
335929	9	290
335931	9	310
335933	9	330
335935	9	350
335937	9	370
335939	9	390
335029	10	290
335031	10	310
335033	10	330
335035	10	350
335037	10	370
335039	10	390
335129	11	290
335131	11	310
335133	11	330
335135	11	350
335137	11	370
335139	11	390

ANVISA 10209780085

## PARAFUSO DE BLOQUEIO Ø 4,5




Cabeça Ø 7 mm  
Sextavado 3,5 mm

Ref.	Comp.	Ref.	Comp.
33225	25 mm	33255	55 mm
33230	30 mm	33260	60 mm
33235	35 mm	33265	65 mm
33240	40 mm	33270	70 mm
33245	45 mm	33275	75 mm
33250	50 mm	33280	80 mm

ANVISA 10209780040





Ref.	Diâm.	Comp.
335828	8	280
335830	8	300
335832	8	320
335834	8	340
335836	8	360
335928	9	280
335930	9	300
335932	9	320
335934	9	340
335936	9	360
335938	9	380
335940	9	400
335028	10	280
335030	10	300
335032	10	320
335034	10	340
335036	10	360
335038	10	380
335040	10	400
335128	11	280
335130	11	300
335132	11	320
335134	11	340
335136	11	360
335138	11	380
335140	11	400

ANVISA 10209780085

## PARAFUSO DE BLOQUEIO $\varnothing$ 4,5



Cabeça  $\varnothing$  7mm  
Sextavado 3,5mm

Ref.	Comp.
33225	25 mm
33230	30 mm
33235	35 mm
33240	40 mm
33245	45 mm
33250	50 mm
33255	55 mm
33260	60 mm

ANVISA 10209780040



## HASTE BLOQUEADA PARA TORNOZELO



Ref.	Diâm.	Comp.	Lado
343816	10	170	DIR.
343818	10	170	ESQ.

ANVISA 10209780085

### PARAFUSO DE BLOQUEIO $\phi$ 4,5



Cabeça  $\phi$  7mm  
Sextavado 3,5mm

Ref.	Comp.
33225	25 mm
33230	30 mm
33235	35 mm
33240	40 mm
33245	45 mm
33250	50 mm
33255	55 mm
33260	60 mm
33265	65 mm
33270	70 mm
33275	75 mm
33280	80 mm

ANVISA 10209780040



HEXAGON-BRASIL.COM

## HASTE BLOQUEADA PARA FÍBULA



Ref.	Comp.	Lado
3731110	100	DIR.
3731145	140	DIR.
3731180	180	DIR.
3732110	100	ESQ.
3732145	140	ESQ.
3732180	180	ESQ.

ANVISA 10209780098

### USO - PARAFUSO CORTICAL $\phi$ 3,5 - REF. 346



ANVISA 10209780040



HEXAGON-BRASIL.COM




Ref.	Dimensões
1.015.1	Ø2,5x16mm
1.015.2	Ø2,5x23mm
1.016.1	Ø3,0x17mm
1.016.2	Ø3,0x24mm
1.017.1	Ø3,5x25mm

ANVISA 10209780117

## PRINCÍPIO

A técnica permite a fixação intramedular bloqueada de osteotomias de pequenos ossos. A haste é introduzida dentro do canal medular e o bloqueio rotacional da porção proximal e distal ocorre através da acomodação da lâmina do implante no sulco dorsal (previamente realizado no local da osteotomia).



## INDICAÇÕES

A técnica é indicada para fixação de osteotomias de pequenos ossos longos, especialmente as de encurtamento metatarsal, possibilitando a diminuição pura de comprimento sem consolidação viciosa dos fragmentos e encurtamento da falange proximal dos dedos menores, possibilitando a diminuição do comprimento do artelho sem agressão das articulações interfalângicas. O implante é indicado também para artrotese interfalângica dos dedos menores, possibilitando grande estabilidade em todos os planos.



FIXAÇÃO DE LIGAMENTOS


## ÂNCORAS



### ÂNCORA $\varnothing$ 2,7 X 10MM - REFERÊNCIA 30327E



### ÂNCORA $\varnothing$ 5 X 16MM - REFERÊNCIA 30350E



ANVISA 10209780038



## PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA TITÂNIO



### PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA (ROSCA LARGA)



Ref.	Diâm	Comp.
307720E	7 mm	20 mm
307725E	7 mm	25 mm
307730E	7 mm	30 mm
307820E	8 mm	20 mm
307825E	8 mm	25 mm
307830E	8 mm	30 mm
307920E	9 mm	20 mm
307925E	9 mm	25 mm
307930E	9 mm	30 mm
307020E	10 mm	20 mm
307025E	10 mm	25 mm
307030E	10 mm	30 mm
307120E	11 mm	20 mm
307125E	11 mm	25 mm
307130E	11 mm	30 mm

ANVISA 10209780026

### PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA



Ref.	Diâm	Comp.
308720E	7 mm	20 mm
308725E	7 mm	25 mm
308730E	7 mm	30 mm
308820E	8 mm	20 mm
308825E	8 mm	25 mm
308830E	8 mm	30 mm
308920E	9 mm	20 mm
308925E	9 mm	25 mm
308930E	9 mm	30 mm
308020E	10 mm	20 mm
308025E	10 mm	25 mm
308030E	10 mm	30 mm
308120E	11 mm	20 mm
308125E	11 mm	25 mm
308130E	11 mm	30 mm



FIOS E FIXADORES EXTERNOS

## FIOS LISOS



### FIO DE KIRSCHNER / STEINMANN



Ref.	Ø / Comp.
32010E	1,0 x 300 mm
32015E	1,5 x 300 mm
31020E	2,0 x 300 mm
31025E	2,5 x 300 mm
31030E	3,0 x 300 mm
32035E	3,5 x 300 mm
32040E	4,0 x 300 mm
31045E	4,5 x 300 mm
31050E	5,0 x 300 mm

ANVISA 10209780010

### FIO FLEXÍVEL



Ref.	Ø / Comp.
34730	3,0 x 450 mm
34740	4,0 x 450 mm

### FIO MALEÁVEL




Ref.	Diâmetro
31406E	0,6 mm
31408E	0,8 mm
31410E	1,0 mm

ANVISA 10209780005

## PINOS ROSCADOS



### PINO ROSCADO ATF



- 1.004.1 PINO ROSCADO Ø 3,5 X 230 mm
- 1.004.2 PINO ROSCADO Ø 3,5 X 300 mm

ANVISA 10209780111

## FIXADOR EXTERNO PARA FALANGE



### CONECTOR BARRA-PINO



Referência	Diâmetro
2.014.3015	3,0 x 1,5 mm

ANVISA 10209780008

### BARRA



Referência	Medida
2.016.3025	∅ 3,0 x 25 mm
2.016.3045	∅ 3,0 x 45 mm
2.016.3060	∅ 3,0 x 60 mm
2.016.3075	∅ 3,0 x 75 mm

ANVISA 10209780107

### CONECTOR BARRA-BARRA



Referência	Diâmetro
2.015.30	3,0 mm

### USO PINO DE SCHANZ 1,5X50 (91215E)



ANVISA 10209780048

### CAIXA PARA FIXADOR EXTERNO FALANGE (70290)



HEXAGON-BRASIL.COM

REV. 0 10/06/2019

## FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO E ANTEBRAÇO



### CONECTOR BARRA-BARRA



Referência	Diâmetro
2.017.4040	4,0 mm

### BARRA



Referência	Medida
909060	∅ 4,0 x 60 mm
909120	∅ 4,0 x 120 mm
909180	∅ 4,0 x 180 mm
909240	∅ 4,0 x 240 mm

ANVISA 10209780107

### USO PINO DE SCHANZ 2,5X75mm (913252E) e PINO DE SCHANZ 3x75mm (914302E)



ANVISA 10209780048

### CAIXA PARA FIXADOR EXTERNO PARA PUNHO E ANTEBRAÇO (70285)



HEXAGON-BRASIL.COM

REV. 0 10/06/2019

## CONECTOR PARA PINO (TRAVA CÔNICA)



Referência 906

## CONECTOR PARA BARRA (TRAVA CÔNICA)



Referência 907

## BARRA



Ref.	Ø / Comp.
903125	13 x 125 mm
903175	13 x 175 mm
903275	13 x 275 mm
903350	13 x 350 mm

## PINO TIPO SCHANZ



Ref.	Ø / Comp.
910140E	4,0 x 120 mm
91014000	4,0 x 300 mm
9111615E	6,0 x 150 mm
9111618E	6,0 x 180 mm
9111620E	6,0 x 200 mm

## CONECTOR DE DUPLA AÇÃO



Referência 909

## BARRA LISA



Ref.	Ø / Comp.
909125	09 x 125 mm
909175	09 x 175 mm
909275	09 x 275 mm
909350	09 x 350 mm

## PINO DE SCHANZ AUTOBROCANTE



Ref.	Ø / Comp.
91116170	4,8 x 170 mm

ANVISA 10209780108

ANVISA 10209780107

ANVISA 10209780048

ANVISA 10209780108

ANVISA 10209780107

ANVISA 102009780048

# TORNIQUETE PÉLVICO SAM



ANVISA 10209780121

Produzido Por SAM Medical Products  
12200 SW Tualatin Rd., Suite 200 - Tualatin, OR 97062 - USA



## SEMI ANEL 180° MODULARFLEX



Referência	Diâmetro
963140	140 mm
963160	160 mm
963180	180 mm
963200	200 mm

## TERMINAL



Referência
961100

## PROLONGADOR



Referência
961120

## PARAFUSO HEXAGONAL



Referência	Comprimento
976110	15 mm
976115	20 mm
976120	25 mm
976125	30 mm
976130	35 mm

## SUPORTE MODULARFIX



Referência
972080

## PORCA QUADRADA P/ DISTRAÇÃO



Referência
974100

## PORCA SEXTAVADA



Referência
976200

ANVISA 10209780055

ANVISA 10209780055

## PARAFUSO PARA SCHANZ



Referência	Comprimento
981125	22 mm
981130	30 mm
981140	35 mm

## PARAFUSO PARA FIO



Referência	Comprimento
981225	22 mm
981230	30 mm
981240	40 mm

## POSTE



Referência	Furos
973001	1
973002	2
973003	3
973004	4

## CONEXÃO ARTICULADA



Referência
977136

## CONEXÃO PARA DOBRADIÇA



Referência
977223

## ARRUELA



Referência	Ø Diâmetro
980101	12,7x1 mm
980102	12,7x3 mm
980103	12,7 mm c/ canal
980104	12,5 mm côncava
980105	12 mm convexa

## HASTE



Referência	Comprimento	Referência	Comprimento
989040	40 mm	989120	120 mm
989060	60 mm	989150	150 mm
989100	100 mm	989200	200 mm

## SEPARADORES



Referência	Comprimento
982020	40 mm
982040	60 mm
982060	80 mm

## SUPOORTE PARA SCHANZ



Referência	Furos
978102	1
978103	2
978104	3

## PLACAS




Referência	Comprimento
983003	35 mm
983004	45 mm
983005	55 mm
983006	65 mm



Referência	Comprimento
98602	40 mm
98603	60 mm
98604	80 mm


ANVISA 10209780055

## SEMI ANEL - AÇO INOX




Referência	Diâmetro
03150	140 mm
03152	160 mm
03153	180 mm
03154	200 mm
03155	220 mm

## SEMI ANEL - ALUMÍNIO 180°




Referência	Diâmetro
962.4.140	140 mm
962.4.160	160 mm
962.4.180	180 mm
962.4.200	200 mm
962.4.220	220 mm

## SEMI ANEL - AÇO INOX 5/8"



Referência	Diâmetro
03196	130 mm
03198	160 mm

## SEMI ANEL - ALUMÍNIO 270°



Referência	Diâmetro
962.3.160	160 mm
962.3.180	180 mm
962.3.200	200 mm

## SEMI ANEL FEMUR - AÇO INOX 120°



Referência	Diâmetro
3142	180 mm

## SEMI ANEL - ALUMÍNIO 120°



Referência	Diâmetro
962.1.180	180 mm

## PARAFUSO SEXTAVADO

Referência	Diâmetro
3017	12 mm
3016	16 mm
3013	20 mm
3015	25 mm

## FIXA PINA

Referência
3199

## PARAFUSO COM CANAL

Referência
3014 Com Canal
3011 Com Canal Longo

## PORCA

Referência
3019

## BUCHA QUADRADA NUMERADA

Referência
3214

## ARRUELAS

Referência	Tipo	Diâmetro
3020	Lisa	12,7 mm
3018	Côncava	12,5 mm
3021	C/ Canal	12,7 mm
3022	Convexa	12 mm

## CONECTOR QUADRADO

Referência	Furos
3119	1
3120	2
3121	3
3122	4

## BANDEIRA MACHO

Referência	Furos
3040	2
3030	3

## BANDEIRA FÊMEA

Referência	Furos
3047	2
3038	3

## BANDEIRA MACHO E FÊMEA

Referência	Furos
3041 Macho	1
3046 Fêmea	1

## CONECTOR CARDÃ

Referência
3892

## PLACA INVERSÃO

Referência	Comprimento
98602	40 mm
98603	60 mm

## BUCHA HEXAGONAL

Referência	Comprimento
3059	20 mm
3058	40 mm

## HASTE ROSQUEADA

Referência	Comprimento
3077	40 mm
3078	60 mm
3080	100 mm
3081	120 mm
3082	150 mm
3084	200 mm

## SUPORTE ELEVAÇÃO

Referência	Comprimento
3138	50 mm

## HASTE TELESCÓPICA



Referência	Comprimento
3886	50 mm
3888	100 mm

## CHAVE L SW 10 MM



Referência
3157

## BARRA TELESCÓPICA



Referência	Comprimento
96-622.060	60 mm
96-622.100	100 mm
96-622.150	150 mm



PRÓTESES DE QUADRIL



**COMPONENTE ACETABULAR CIMENTADO**

Ref.	Dimensões Características
P009.1	ø42mm - Furo esférico 28mm
P009.2	ø44mm - Furo esférico 28mm
P009.3	ø46mm - Furo esférico 28mm
P011.1	ø48mm - Furo esférico 28mm
P011.2	ø50mm - Furo esférico 28mm
P011.3	ø52mm - Furo esférico 28mm
P011.4	ø54mm - Furo esférico 28mm
P011.5	ø56mm - Furo esférico 28mm

**COMPONENTE ACETABULAR CIMENTADO (CONSTRITO)**

Ref.	Dimensões Características
P008.1	ø42mm - Furo esférico 22mm
P008.2	ø44mm - Furo esférico 22mm
P008.3	ø46mm - Furo esférico 22mm
P010.1	ø48mm - Furo esférico 28mm
P010.2	ø50mm - Furo esférico 28mm
P010.3	ø52mm - Furo esférico 28mm
P010.4	ø54mm - Furo esférico 28mm
P010.5	ø56mm - Furo esférico 28mm

**HASTE FEMORAL CIMENTADA H1 (CONE 12 / 14MM)**

Ref.	Dimensões Características
P001.1	Off-set 35,5mm
P002.1	Off-set 37,5mm (Nº 01)
P002.2	Off-set 37,5mm (Nº 02)
P002.3	Off-set 37,5mm (Nº 03)

ANVISA 10209780071

**CABEÇA FEMORAL (CONE 12 / 14MM)**

Ref.	Dimensões Características
P006.1	ø22mm - Médio 0mm
P006.2	ø22mm - Longo (+) 3mm
P006.3	ø22mm - Extra Longo (+) 6mm
P007.1	ø28mm - Curto (-) 3mm
P007.2	ø28mm - Médio 0mm
P007.3	ø28mm - Longo (+) 3mm
P007.4	ø28mm - Extra Longo (+) 6mm

ANVISA 10209780070



**COMPONENTE FEMORAL BIPOLAR**

Ref.	Dimensões Características
P015.1	ø39mm - Furo esférico 22mm
P015.2	ø41mm - Furo esférico 22mm
P015.3	ø43mm - Furo esférico 22mm
P015.4	ø45mm - Furo esférico 22mm
P015.5	ø47mm - Furo esférico 22mm
P016.1	ø49mm - Furo esférico 28mm
P016.2	ø51mm - Furo esférico 28mm
P016.3	ø53mm - Furo esférico 28mm

**CABEÇA FEMORAL (CONE 12 / 14MM)**

Ref.	Dimensões Características
P006.1	ø22mm - Médio 0mm
P006.2	ø22mm - Longo (+) 3mm
P006.3	ø22mm - Extra Longo (+) 6mm
P007.1	ø28mm - Curto (-) 3mm
P007.2	ø28mm - Médio 0mm
P007.3	ø28mm - Longo (+) 3mm
P007.4	ø28mm - Extra Longo (+) 6mm

**HASTE FEMORAL CIMENTADA H1 (CONE 12 / 14MM)**

Ref.	Dimensões Características
P003.1	Haste Femoral Modular (Nº05)
P003.2	Haste Femoral Modular (Nº7,5)
P003.3	Haste Femoral Modular (Nº10)
P003.4	Haste Femoral Modular (Nº12,5)


ANVISA 10209780071

ANVISA 10209780070


ANVISA 10209780083



INSTRUMENTAL PARA PLACAS E PARAFUSOS



(70.145) CAIXA PARA MICRO FRAGMENTOS



**(6059)**  
CABO P/ INSERTO AO T6  
COM LIMITADOR DE TORQUE



**(5977)**  
INSERTO T6X55MM



**(6121)**  
PINÇA P/INSERTO T6X55MM



**(020-3115)**  
GUIA P/BROCA 1,6MM  
COM MEDIÇÃO



**(020-0393)**  
GUIA P/BROCA 1,6MM  
COMPRESSIVO



**(40100/30/016)**  
BROCA 1,6X100MM AO



**(13-04-14-1800)**  
MEDIDOR PROFUNDIDADE  
MICRO 30MM



**(4487)**  
ADAPTADOR JACOBS/AO 1/4



**(2.001.10150)** FIO GUIA  
METÁLICO 1,0X150MM




**(6110)** AFASTADOR 6X16  
(PEQUENO)



**(95-327.00)**  
DESLOCADOR PERIÓSTEO 6MM



**(95-175.00)**  
GANCHO PEQUENO




**(30-101-22)**  
ALICATE CORTE 22CM



**(ALI121)**  
ALICATE MOLDE PONTA ESTREITA



**(30-07-13-1600)**  
PINÇA REDUÇÃO 12CM



**(70.11011) CAIXA METÁLICA PARA PARAFUSO**



**(5841)**  
CABO PARA INSERTO



**(2.010.T855)**  
INSERTO DE CHAVET T 8X55MM



**(5244)**  
PINÇA PARA INSERTO T 8X55



**(020-3122)**  
GUIA BROCA 2,2MM  
COM MEDIÇÃO



**(020-0395)**  
GUIA COMPRESSIVO 2,2MM



**(4487)**  
ENGATE RÁPIDO AO



**(40125/30/022)**  
BROCA 2,2X125MM AO



**(2001.15150)**  
FIO GUIA 1,5X150MM



**(3918)**  
MEDIDOR PARA  
CORTICAL 3,5 - 60MM



**(70.113) CAIXA METÁLICA COM BANDEJA**



**(5841)**  
CABO P/ INSERTO



**(2.011.T15100)**  
INSERTO DE CHAVE T15X100MM



**(2.010.T855)**  
INSERTO DE CHAVE T8X55MM



**(3867)**  
PINÇA P/CHAVE HEX  
PEQUENOS FRAGMENTOS



**(5244)**  
PINÇA P/INSERTO T8X55MM



**(4487)**  
ADAPTADOR JACOBS/AO 1/4



**(40125/30/022)**  
BROCA 2,2X125MM AO



**(40145/50/027)**  
BROCA 2,7X145MM AO



**(40110/50/035)**  
BROCA 3,5X110MM AO



**(3918)**  
MEDIDOR PROFUNDIDADE  
EQUENO 60MM




**(020-3122)**  
GUIA BROCA 2,2MM  
COM MEDIÇÃO



**(020-0394)**  
GUIA CROMPRESSIVO  
2,7 X 3,5MM



**(6083)**  
GUIA PARA BROCA  
2,7 X 65MM ROSCADO



**(5966)**  
CABO EM T/ GUIA BROCA



**(70.10011) CAIXA METÁLICA COM BANDEJA**



**(4539)**  
CHAVE HEXAGONAL USO 3,5



**(3867)**  
PINÇA PARA CHAVE



**(2.022.SW25)**  
INSERTO SW 2,5 X 100MM AO



**(5843)**  
MEDIDOR PEQUENO 80MM



**(020-3030)**  
GUIA COMPRESSIVO  
2,5 / 3,5MM



**(5924)**  
GUIA P/ BROCA 2,5/3,5MM  
INTERFRAGMENTARIO



**(2.008.2515025)**  
BROCA  $\varnothing$  2,5X150MM (H=25)



**(2.008.3515040)**  
BROCA  $\varnothing$  3,5X150MM (H=40)



**(3916)**  
ESCARIADOR PEQUENO



**(4869)**  
MACHO PARA CORTICAL  
 $\varnothing$  3,5 PASSO150MM AO



**(4487)**  
ADAPTADOR AO



**(4488)**  
CABO AO



**(3257)**  
PINÇA PARA PARAFUSO

# INSTRUMENTAL PARA PARAFUSOS 4,5 / 6,5 mm (SISTEMA BLOQUEÁVEL)



**(70.301) CAIXA METÁLICA COM BANDEJA**



**(4532)**  
CHAVE HEXAGONAL SW 3,5MM



**(4060)**  
MEDIDOR GRANDE 110MM



**(020-3040)**  
GUIA COMPRESSIVO 3,2 / 4,5MM



**(3249)**  
GUIA P/ BROCA 3,2 / 4,5MM  
INTERFRAGMENTÁRIO



**(5948)**  
GUIA PARA BROCA 3,2MM



**(4487)**  
ENGATE AO



**(4488)**  
CABO EM T



**(40145/40/032)**  
BROCA  $\varnothing$  3,2X145MM AO



**(40145/48/045)**  
BROCA  $\varnothing$  4,5X145MM AO



**(40145/50/043)**  
BROCA  $\varnothing$  3,2X195MM AO



**(4474)**  
ESCARIADOR



**(4477)**  
MACHO CORTICAL 4,5MM




**(4478)**  
MACHO ESPONJOSO 6,5MM



**(6861)**  
MODELADOR DE MESA  
PARA PLACAS

## CONJUNTO CLAMP COLINEAR




### Código

### Descrição

(017.001)	CLAMP DE REDUÇÃO COLINEAR
(017.005)	GARRA PARA CLAMP DE REDUÇÃO
(017.006)	DISCO PARA CLAMP DE REDUÇÃO
(017.007)	GARRA HOHMANN PARA CLAMP DE REDUÇÃO
(017.008)	GARRA PERCUTÂNEA PARA CLAMP DE REDUÇÃO


## CONJUNTO DISTRATOR POLIAXIAL



### Código

### Descrição

(018.010)	BARRA ROSQUEADA 14x480mm PARA DISTRATOR
(018.011)	BARRA ROSQUEADA 14x330mm PARA DISTRATOR
(018.012)	PORCA PARA DISTRATOR
(018.013)	CARRO DESLIZANTE PARA DISTRATOR
(018.014)	RJUNTA DUPLA PARA DISTRATOR
(018.015)	PRESILHA 6X55mm PARA DISTRATOR
(018.016)	PRESILHA 6X105mm PARA DISTRATOR
(018.007)	GUIA BROCA 5/3,5mm PARA DISTRATOR
(018.008)	GUIA BROCA 6/5mm PARA DISTRATOR
(018.009)	TROCAR 3,5mm PARA DISTRATOR



**(70117) CAIXA PARA INSTRUMENTAL DHS / DCS**



**(3938)**  
FRESA COMBINADA PARA DHS



**(3945)**  
CABO EM «T» PARA FRESA



**(3946)**  
MACHO PARA PINO DESLIZANTE



**(2.001.25230)**  
FIO GUIA Ø 2,5X230MM



**(4804)**  
MEDIDOR PARA FIO



**(4440)**  
GUIA FIXO 135 GRAUS



**(4439)**  
GUIA FIXO 95 GRAUS



**(4371)**  
GUIA PARA PLACA



**(4001)**  
IMPACTOR FINAL PARA PLACA





**(4471)**  
CHAVE PARA PINO DESLIZANTE



**(4795)**  
HASTE PARA EXTRAÇÃO DE PINO

# INSTRUMENTAL PARA PLACAS DE RECONSTRUÇÃO



**(70255) CAIXA DE INSTRUMENTAL P/ RECONSTRUÇÃO DE PEQUENOS FRAGMENTOS**



**(93-051.82)**  
AFASTADOR HOHMANN



**(93-051.81)**  
AFASTADOR HOHMANN



**(2.008.25130025)**  
BROCA 2,5X300MM (H=25)

**(2.008.251.5025)**  
BROCA 2,5X150MM (H=25)

**(2.008.3515040)**  
BROCA 3,5X150MM (H=40)



**(5871)**  
CHAVE HEXAGONAL 3,5 LONGA



**(3254)**  
MODELADOR PEQUENO



**(95-327.00)**  
DESLOCADOR PERÓSTEO 6MM



**(93-050.98)**  
GANCHO BLOUNT



**(6079)**  
GUIA BROCA 2,5MM



**(5843)**  
MEDIDOR PARA CORTICAL  
3,5 - 80MM



**(5839)**  
PUNÇÃO COM PONTA ESFÉRICA



**(3257)**  
PINÇA PARA PARAFUSO




**(4488)** CABO AO



**(40135/40/025)**  
BROCA  $\varnothing$  2,5X135 AO



**(4487)**  
ADAPTADOR AO




**(BSZ-5103)**  
PINÇA CURVA 19CM



**(95-288.01)**  
PINÇA FARABEU  
LAMBOTE 26CM



**(95-301.00)**  
PINÇA REDUÇÃO 20CM



**(BSZ-5099)**  
PINÇA SIMÉTRICA 40CM



**(BSZ-5100)**  
PINÇA ASSIMÉTRICA 40CM




**(BSZ-3146)**  
PINÇA DE REPOSICIONAMENTO



**(BSZ-3060)**  
PINÇA PORTA PARAFUSOS



**(015.028)**  
ALICATE PARA MOLDE DE  
PLACA 300mm



## (70.165) CAIXA PARA INSTRUMENTAL E PARAFUSOS CANULADOS 7,0MM



**(3978)**  
CHAVE HEXAGONAL  
CANULADA SW 5MM



**(3342)**  
ESCAREADOR CANULADO  
USO  $\varnothing$  7MM



**(2.001.25230)**  
FIO GUIA  $\varnothing$  2,5 - 230MM



**(260251)**  
BROCA  $\varnothing$  2,5 X 150MM



**(1613P)**  
FRESA CANULADA  $\varnothing$  5.0 - 1,6MM



**(3977)**  
GUIA MULTIPLA



**(3980)**  
GUIA PARA FIO



**(3974)**  
MACHO CANULADO  $\varnothing$  7MM




**(3323)**  
MEDIDOR PARA FIO GUIA



INSTRUMENTAL P/ HASTES INTRAMEDULARES

# INSTRUMENTAL PARA HASTE BLOQUEADA FEMORAL UNIVERSAL E LATERAL



**(70140) CAIXA P/ INSTRUMENTAIS P/ HASTE BLOQUEADA FEMORAL UNIVERSAL**



**(2910)**  
GUIA PROXIMAL



**(2909)**  
GUIA PROXIMAL  
HASTE LATERAL



**(4907)**  
PINO FIX.GUIA/HASTE  
SW9/16-M10X120



**(2.006.916)**  
CHAVE FIXA 9/16



**(2089)**  
INDICADOR



**(4273)**  
FRESA T CANULADA 15MM



**(3782)**  
IMPACTOR FINAL HASTE



**(2032)**  
MARTELO 750GR



**(1341)**  
GUIA TRANSLÚCIDO



**(2021)**  
ADAPTADOR JACOBS/AO



**(4311)**  
CANULA 11X155MM



**(4310)**  
GUIA P/BROCA 4,8MM  
(9,5X180MM)



**(40150/50/038)**  
BROCA 3,8X150MM AO



**(40300/50/038)**  
BROCA 3,8X300MM AO



**(2.008.4835040)**  
BROCA 4,8X350MM



**(4967)**  
CHAVET SW 3,5MM



**(4964)**  
CHAVET SW 5MM




**(4263)**  
MEDIDOR PROFUNDIDADE  
CANULA FEMUR



**(6126)**  
MEDIDOR PROFUNDIDADE  
GRANDE 80MM HASTE LONGA

# INSTRUMENTAL PARA HASTE FEMORAL A/R-II (BLOQUEIOS PERPENDICULARES)



(70.140) CAIXA PARA INSTRUMENTAIS



(2.024.1W35) CHAVE FIXA

(2.087) PINO FIXAÇÃO GUIA / HASTE



(2.079) GUIA HASTE A/R-II

(2.084) BASE PARA GUIA



(6891) MARTELO DIAPAZÃO



(1.416) IMPACTOR / EXTRATOR



(2.081) PROLONGADOR DE GUIA

# INSTRUMENTAL PARA HASTE FEMORAL A/R-II (BLOQUEIOS PERPENDICULARES)



**(2089)**  
INICIADOR



**(7555)**  
INICIADOR Ø 12,5MM



**(5643)**  
INICIADOR



**(5952)**  
ALINHADOR



**(4311)**  
CÂNULA



**(6081)**  
GUIA PARA BROCA 4,3MM



**(40150/50/043)**  
BROCA 4,3x150MM



**(40300/50/043)**  
BROCA 4,3x300MM



**(4263)**  
MEDIDOR PARA PARAFUSO



**(6126)**  
MEDIDOR PARA PARAFUSO



**(4967)**  
CHAVE «T» SW 3,5MM



**(1444)**  
RÉGUA



**(1341)**  
GUIA TRANSLÚCIDO



**(95-330.50)**  
MARTELO 750 GRAMAS





**(4487)**  
ADAPTADOR AO



**(4950)**  
EMPUNHADOR PARA FIO

# INSTRUMENTAL PARA HASTE TROCANTÉRICA



## (70210) CAIXA PARA INSTRUMENTAL PARA HASTE TROCANTÉRICA



**(5884)**  
GUIA PARA FRESA  $\varnothing$ 16,5mm



**(6029)**  
ADAPTADOR JACOB/AO



**(20230/40/165K27)**  
FRESA CANULADA  
 $\varnothing$ 16,5-2,7MM AO



**(6166)**  
CHAVE SW 8MM

**(5990)**  
PINO DE FIXAÇÃO



**(2.080)**  
GUIA PROXIMAL

**(2.082)**  
EXTENSOR LATERAL HASTE 200MM

**(2.076)**  
EXTENSOR LATERAL HASTE 160MM



**(5934)**  
PINO UNIVERSAL M6X54MM



**(5749)**  
PERFURADOR INICIAL



**(5108)**  
FRESA Ø 16MM CANULADA



**(5046)**  
CÂNULA



**(5043)**  
GUIA PARA FIO 2,5



**(5151)**  
GUIA PARA FIO 2,5



**(4314)**  
GUIA FURO 4MM



**(4953)**  
MEDIDOR P/ FIO Ø 2,5X400MM



**(5970)**  
CHAVE CARDAN SW 3,5MM



**(4274)**  
CHAVE HEXAGONAL SW 3,5MM



**(5051)**  
CHAVE HEXAGONAL  
CANULADA SW 6MM



**(3945)**  
CABO EM T



**(2.008.3815040)**  
BROCA Ø 3,8x150MM



**(2.008.3830040)**  
BROCA Ø 3,8x300MM



**(5054)**  
FRESA CANULADA Ø 10MM



**(5057)**  
FRESA CANULADA Ø 7/9MM



**(5556)**  
FRESA Ø 12MM FLEXIVEL



**(2.001.25400)**  
FIO GUIA Ø 2,5 X 400MM



**(4950)**  
EMPUNHADOR PARA FIO



**(1341)**  
GUIA TRANSLUCIDO





**(95-330.50)**  
MARTELO 750 GRAMAS




**(3782)**  
IMPACTOR

# INSTRUMENTAL P/ HASTE BLOQUEADA DE TÍBIA MULTIDIRECIONAL



**(70123) CAIXA PARA INSTRUMENTAL PARA HASTE BLOQUEADA DE TÍBIA MULTIDIRECIONAL**



**(1300)**  
CONJUNTO  
GUIA PROXIMAL



**2.083**  
BASE GUIA



**(5934)**  
PINOS PARA GUIA



**2.085**  
PINO FIXAÇÃO GUIA HASTE



**1.416**  
IMPACTOR / EXTRATOR  
PARA DIAPAZÃO



**(3799)**  
INICIADOR



**(3878)**  
FRESA CANULADA  $\phi$  11MM



**(5643)**  
INICIADOR PARA HASTE



**2.115**  
CÂNULA



**2.116**  
GUIA PARA BROCA



**(40150/50/038)**  
BROCA 3,8 x 150MM AO



**(2.008.3830040)**  
BROCA 3,8 x 300MM

## INSTRUMENTAL P/ HASTE BLOQUEADA DE TÍBIA MULTIDIRECIONAL



**2.119**  
MEDIDOR PARA PARAFUSO



**(6126)**  
MEDIDOR PARA PARAFUSO



**2.021**  
ADAPTADOR AO



**2.024.1W35**  
CHAVE FIXA



**2.023SW35**  
CHAVE HEXAGONAL SW 3,5



**(6891)**  
DIAPAZÃO




**(1341)**  
GUIA TRANSLÚCIDO

# INSTRUMENTAL PARA HASTE BLOQUEADA DE TÍBIA



**(70120) CAIXA PARA INSTRUMENTAL PARA HASTE BLOQUEADA DE TÍBIA**



**2.077**  
GUIA


**2.024.1W35**  
CHAVE FIXA

**2.083**  
BASE GUIA

**2.085**  
PINO FIXAÇÃO GUIA HASTE

**1.416**  
IMPACTOR / EXTRATOR  
PARA DIAPAZÃO

**(6891)**  
DIAPAZÃO



**(3799)**  
INICIADOR

**(3878)**  
FRESA CANULADA ø 11MM

**(5643)**  
INICIADOR

**2.116**  
GUIA PARA BROCA 4MM

**2.115**  
CÂNULA

**(1341)**  
GUIA TRANSLÚCIDO

**40150/50/038**  
BROCA 3,8 X 150MM



**2.008.3830040**  
BROCA 3,8 X 300MM

**2.023.SW35**  
CHAVE HEXAGONAL SW 3,50

**(6126)**  
MEDIDOR PARA PARAFUSO



**2.119**  
MEDIDOR

# INSTRUMENTAL PARA HASTE TIBIAL RETRÓGRADA (70155)



Código	Descrição	Qt.
(5116)	APOIO P/ IMPACTOR	01
(260381)	BROCA Ø3,8x300MM	01
(4422)	CÂNULA	02
(4966)	CHAVE HEXAGONAL SEXTAVADO 3,5	01
(4946)	CHAVE T	01
31106(	FIO GUIA Ø2,5X400MM	02
3878)	FRESA CANULADA Ø11MM	01
(4810)	FRESA FLEXIVEL Ø9x260MM	01
(4421)	GUIA PARA BROCA 4MM	02
(1370)	GUIA TIBIAL RETROGRADA	01
(4264)	MEDIDOR DE PARAF 4,5	01
(6007)	PINO EXTR. M14 / M6	01
(5936)	PINO FIXAÇÃO GUIA / HASTE	02

# INSTRUMENTAL PARA HASTE BLOQUEADA DE FÍBULA (70.287)



**(70287) CAIXA PARA INSTRUMENTAIS DE HASTE BLOQUEADA DE FÍBULA**



**(1400)**  
CONJUNTO GUIA



**(5934)**  
PINO



**(5882)**  
PINO FIXAÇÃO GUIA/HASTE



**(1613P)**  
FRESA CANULADA 5-2,7MM



**(5554)**  
FRESA FLEXÍVEL 7,2MM



**(40195/50/030)**  
BROCA 3,0x195MM AO



**(6124)**  
MEDIDOR DE PROFUNDIDADE



**(31020E)**  
FIO METÁLICO LISO 2MM



**(3257)**  
PINÇA PARA PARAFUSO



**(5841)**  
CABO PARA INSERTO



**(4357)**  
INSERTO HEXAGONAL SW 2,5MM



**(5905) (5836)**  
CÂNULA GUIA BROCA 3,2MM



**(4487)**  
ADAPTADOR AO




**(4576)**  
FRESA CANULADA 6,0X175MM



**(30-07-14-1600)**  
PINÇA ESPANHOLA 14CM

# INSTRUMENTAL PARA REMOÇÃO DE HASTES INTRAMEDULARES



**(70104) CAIXA PARA INSTRUMENTAL PARA REMOÇÃO DE HASTES INTRAMEDULARES**



**(6003)**  
EXTRATOR P/ HASTE ROSCA M 14



**(6007)** PINO EXTRAÇÃO  
ROSCA M14/M6



**(5082)** PINO EXTRAÇÃO  
ROSCA M14/M7



**(5992)** PINO EXTRAÇÃO  
ROSCA M14/M8



**(5968)** PINO EXTRAÇÃO  
ROSCA M14/M10



**(4967)**  
CHAVE HEXAGONAL SW 3,5




**(4964)**  
CHAVE HEXAGONAL SW 5.0



**(5051)**  
CHAVE HEXAGONAL  
SW 6 CANULADA



**(5060)**  
PINO P/ CHAVE SW 6T C/ STOP



**(7012690) CAIXA PARA FRESAS INTERCAMBIÁVEIS**



**(2110)**  
PROTECTOR DE PELE



**(5636)**  
FRESA INICIAL  $\varnothing$  7,0MM



**(13305)**  
HASTE FLEXIVEL P/ FRESA  
INTERCAMBIÁVEL



**(4342)**  
TROCADOR DE FIOS



FIO GUIA  
**(2.001.25587)**  $\varnothing$  2,5X587MM  
**(2.001.30587)**  $\varnothing$  3X587MM  
**(2.001.30600)**  $\varnothing$  3X600MM  
OLIVADO



FRESA INTERCAMBIÁVEL  
**(13288)**  $\varnothing$  8MM  
**(13290)**  $\varnothing$  9MM  
**(13292)**  $\varnothing$  10MM  
**(13294)**  $\varnothing$  11MM  
**(13296)**  $\varnothing$  12MM  
**(13298)**  $\varnothing$  13MM  
**(13300)**  $\varnothing$  14MM



**(5849)**  
ADAPTADOR PARA FRESA




**(5870)**  
EXTRATOR PARA FRESA



INSTRUMENTAL PARA PRÓTESE DE QUADRIL

## INSTRUMENTAL PARA PRÓTESE DE QUADRIL H1



(70241) CAIXA PARA INSTRUMENTAL DE COMPONENTE FEMORAL TIPO MULLER



**(Q751300)**  
VAZADOR DE FÊMUR



RASPADOR FEMORAL  
CABO FIXO PROT.  
**(Q372328)** 5MM  
**(Q372332)** 7,5MM  
**(Q372333)** 10MM  
**(Q372336)** 12,5MM



**(IP007)**  
POSICIONADOR DE HASTE  
TIPO MÜLLER



**(93-050.178)**  
FRESA MEDULAR




**(Q350340)**  
PINO PARA RASPA



**(93-050.54)**  
IMPACTOR

HEXAGON-BRASIL.COM

## INSTRUMENTAL PARA PRÓTESE DE QUADRIL H1



(70240) CAIXA PARA INSTRUMENTAL DE COMPONENTE BIPOLAR



TESTE DE CAVIDADE  
**(2.003.39)** 39MM  
**(2.003.41)** 41MM  
**(2.003.43)** 43MM  
**(2.003.45)** 45MM  
**(2.003.47)** 47MM  
**(2.003.49)** 49MM  
**(2.003.51)** 51MM  
**(2.003.53)** 53MM



TESTE DE CABEÇA  
**(2.004.2200)** D.22MM (0MM)  
**(2.004.2230)** D.22MM (+3MM)  
**(2.004.2260)** D.22MM (+6MM)  
**(2.005.2803)** D.28MM (-3MM)  
**(2.005.2800)** D. 28MM (0MM)  
**(2.005.2830)** D. 28MM (+3MM)  
**(2.005.2860)** D. 28MM (+6MM)



**(93-050.32)**  
CABO POSICIONADOR




**(93-050.32)**  
CABO POSICIONADOR C/  
IMPACTOR DE CABEÇA BIPOLAR



**(93-050.80)**  
MEDIDOR DE CABEÇA

HEXAGON-BRASIL.COM

## INSTRUMENTAL PARA PRÓTESE DE QUADRIL H1



(70302) CAIXA PARA INSTRUMENTAL DE COMPONENTE ACETABULAR CIMENTADO



(09-077-000-2126)  
DRIVER

REAMER

(16-004-042-2126) 42MM  
(16-004-044-2126) 44MM  
(16-004-046-2126) 46MM  
(16-004-048-2126) 48MM  
(16-004-050-2126) 50MM  
(16-004-052-2126) 52MM  
(16-004-054-2126) 54MM  
(16-004-056-2126) 56MM  
(16-004-058-2126) 58MM



(60401)  
ADAPTADOR JACOB / HUDSON



(93-050.95)  
CURETA



(93-053.161)  
POSICIONADOR DE ACETÁBULO




(93-053.1611)  
BASE PARA POSICIONAMENTO DE ACETÁBULO

(2.008.382.0010)  
BROCA  $\varnothing$  3,8 X 200 H=10MM

HEXAGON-BRASIL.COM

## INSTRUMENTAL PARA PRÓTESE DE QUADRIL H1



(70.300) CAIXA PARA INSTRUMENTAL GERAL PROTESES



(93-051.81)  
AFASTADOR HOHMANN 1



(93-051.82)  
AFASTADOR HOHMANN 2



(93-050.67)  
EXTRATOR DE CABEÇA



(93-050.97)  
CURETA LARGA



(93-050.76)  
IMPACTOR DE CABEÇA FEMORAL



(93-050.98)  
GANCHO BLOUNT




(IP016)  
CURETA LONGA

HEXAGON-BRASIL.COM



OUTROS INSTRUMENTAIS

# INSTRUMENTAL PARA REMOÇÃO DE PARAFUSOS DANIFICADOS



**(014.009)**  
ALICATE DE EXTRAÇÃO 230MM



EXTRATORES CÔNICOS  
**(52-09-15-1603)** 1,5/2,0MM  
**2.148** 2,7/3,5/4,0MM  
**2.149** 4,5/6,5/7,0MM



Código	Brocas Encaixe AO
(40100/30/016)	Ø1,6X100mm AO (H=30)
(40125/30/022)	Ø2,2X125mm AO (H=30)
(40195/50/022)	Ø2,0X195mm AO (H=30)
(40135/40/025)	Ø2,5X135mm AO (H=40)
(40145/50/027)	Ø2,7X145mm AO (H=50)
(40195/50/030)	Ø3,0X195mm AO (H=50)
(40145/40/032)	Ø3,2X145mm AO (H=40)
(40195/50/032)	Ø3,2X195mm AO (H=50)
(40110/50/035)	Ø3,5X110mm AO (H=50)
(40150/50/038)	Ø3,8X150mm AO (H=50)
(40300/50/038)	Ø3,8X300mm AO (H=50)
(40150/50/043)	Ø4,3X150mm AO (H=50)
(40220/50/043)	Ø4,3X220mm AO (H=50)
(40300/50/043)	Ø4,3X300mm AO (H=50)
(40145/48/045)	Ø4,5X145mm AO (H=48)



Código	Brocas Haste Reta
(41035/15/011)	Ø1,1x35mm (H=15)
(41150/50/025)	Ø2,5x150mm (H=25)
(41150/50/032)	Ø3,2x150mm (H=40)
(41145/50/035)	Ø3,5X145mm (H=50)
(41200/50/043)	Ø4,3X200mm (H=50)
(41145/50/045)	Ø4,5x145mm (H=50)



Código	Brocas Canuladas
(41095/24/022K12)	Ø2,2-1,2x95mm
(41095/20/027k12)	Ø2,7-1,2x95mm
(41095/30/027k14)	Ø2,7-1,4x95mm
(41120/30/032k16)	Ø3,2-1,6x120mm
(41095/30/035k14)	Ø3,5-1,4x95mm
(20230/40/125k27)	Ø12,5-2,7x230mm AO (H40)
(20230/40/165k27)	Ø16,5-2,7x230mm AO (H40)

Produzido por RISA GmbH (Alemanha), Distribuído por Hexagon Brasil.



Código	Brocas Haste Reta
(2.008.1107010)	BROCA 1,1x70MM (H=10)
(2.008.1507012)	BROCA 1,5x70MM (H=12)
(2.008.2007025)	BROCA 2,0x70MM (H=25)
(2.008.2515025)	BROCA 2,5x150MM (H=25)
(2.008.2530025)	BROCA 2,5x300MM (H=25)
(2.008.3215040)	BROCA 3,2x150MM (H=40)
(2.008.3515040)	BROCA 3,5x150MM (H=40)
(2.008.3815040)	BROCA 3,8x150MM (H=40)
(2.008.3820040)	BROCA 3,8x200MM (H=40)
(2.008.3820010)	BROCA 3,8x200MM (H=10)
(2.008.3830040)	BROCA 3,8x300MM (H=40)
(2.008.4315040)	BROCA 4,3x150MM (H=40)
(2.008.4325040)	BROCA 4,3x250MM (H=40)
(2.008.4330040)	BROCA 4,3x300MM (H=40)
(2.008.4515040)	BROCA 4,5x150MM (H=40)
(2.008.4835040)	BROCA 4,8x350MM (H=40)

## PERFURADOR CIRÚRGICO LEVE RJ-PD RUIJIN



### CONJUNTO PERFURADOR CIRÚRGICO LEVE ND-1001 C/ BATERIA (ND-0002)



### CONJUNTO PERFURADOR CIRÚRGICO LEVE ND-2011 C/ BATERIA (ND-0002)



ANVISA 10209780123


HEXAGON-BRASIL.COM

REV. 01 13/12/2020

## PERFURADOR COM MOTOR PNEUMÁTICO – MP-800



### PEÇA DE MÃO - MP-800



### MANGUEIRA - M7-220



ANVISA 10209789008

HEXAGON-BRASIL.COM

REV. 0 27/09/2020



INSTRUMENTAIS DE APOIO



Referência	Instrumento
(28.1214.01)	RUGINA LUER 15CM
(28.0344.10)	CURETA VOLKMANN 17CM # 0
(28.0020.04)	CIZEL PARTSCH 4MM 13.5CM
(49.0510.22)	ELEVADOR PERIOSTEO OBWEGESER FREER BL 6MM, 22CM
(46.0580.16)	CIZEL FREER STR 4MM, 16CM
(73.0154.01)	DESCOLADOR PERIOSTEO BARRY 21,5CM 4MM
(2.033)	GANCHO PEQUENO
(18.0194.16)	RETRATOR SENN MUELLER (KILNER) D/E SH. 17CM
(46.0740.15)	GANCHO FREER 2PR. 15CM
(28.0684.08)	AFASTADOR HOHMANN MINI 2X8MM, 16CM
(100008)	PINÇA REDUÇÃO 152MM SERRILHADA
(100009)	PINÇA REDUÇÃO 152MM COM PONTAS
(28.0684.06)	AFASTADOR HOHMANN MINI 6X160MM
(19.0080.10)	RETRATOR WEITLANER 2X3PR. SHARP 11,5CM



Referência	Instrumento
(26.0244.18)	ALICATE AUTO TRAVANTE 18CM
(25.5840.20)	CORTADOR FIOS E PINOS 20CM TC
(26.0250.02)	ALICATE PARA MOLDE
(26.0274.22)	PASSADOR DE FIOS PARHAM 22CM

Referência	Instrumento
(2.154)	CORTADOR FRONTAL PARA PINO ATÉ $\varnothing$ 4,7 mm






Referência	Instrumento
(28.0364.01)	CURETA DUPLA WILLIGER 13,5CM
(28.0534.15)	ELEVADOR PERIOSTEO FARABEUSTR 15CM
(28.0010.10)	OSTEOTOMO JANSEN 10MM, 13.5CM
(28.0010.08)	OSTEOTOMO JANSEN 8MM, 13.5CM
(28.0020.06)	CIZEL PARTSCH 6MM 13.5CM
(2.035)	MARTELO 140G
(28.1226.17)	RUGINA LUER STR 17CM
(28.1400.14)	CIZALHA LISTON FCPS STR 14CM




Referência	Instrumento
(28.0506.20)	ELEVADOR PERIOSTEO LAMBOTTE 20MM 21CM
(28.0344.04)	CURETA VOLKMANN 17CM # 4
(28.0344.02)	CURETA VOLKMANN 17CM # 2
(28.0052.15)	OSTEOTOMO STILLE 15MM, 20CM
(28.0052.20)	OSTEOTOMO STILLE 20MM, 20CM
(28.0052.25)	OSTEOTOMO STILLE 25MM, 20CM
(2.059)	MARTELO 250G
(28.1344.23)	RUGINA STILLE RUSKIN STR D/A 23CM
(28.1401.19)	CIZALHA LISTON ANG. 19CM



Referência	Instrumento
(2.033)	GANCHO PEQUENO
(28.0690.08)	AFASTADOR HOHMANN 8X236MM
(28.0684.08)	AFASTADOR HOHMANN MINI 2X8MM, 16CM
(28.0670.12)	AFASTADOR MINI 2X16MM, 12.5CM
(18.0194.16)	RETRATOR SENN MUELLER (KILNER) D/E SH. 17CM
(28.0854.13)	PINÇA DE REDUÇÃO COM DENTES 14CM
(28.0880.16)	PINÇA DE REDUÇÃO COM DENTES 16CM
(28.1080.17)	PINÇA VERBRUGGE 17.5CM
(100009)	PINÇA REDUÇÃO 152MM COM PONTAS
(BSZ-5016)	PINÇA DE REDUÇÃO COM PONTAS 20CM
(19.0084.13)	RETRATOR WEITLANER 3X4PR. SHARP 13CM
(28.0824.20)	PINÇA REDUÇÃO PONTAS 20CM
(3254)	MODELADOR PEQUENO (PAR)
(49.0440.04)	DESCOLADOR PERIOSTEO WILLIGER SH 6MM, 16CM
(18.0010.00)	RETRATOR FARABEUFF PAR D/E, 12CM





Referência	Instrumento
(18.0012.00)	RETRATOR FARABEUFF PAR D/E, 15CM
(19.0094.20)	RETRATOR WEITLANER 3X4PR. SHRAP 20CM
(28.0690.43)	AFASTADOR HOHMANN 43X240MM
(28.0690.18)	AFASTADOR HOHMANN 18X236MM
(28.0690.08)	AFASTADOR HOHMANN 8X236MM

Referência	Instrumento
(18.0250.01)	RETRATOR VOLKMANN SHARP 1PR. 21.5CM
(28.0880.24)	PINÇA DE REDUÇÃO COM DENTES 24CM
(28.0824.20)	PINÇA REDUÇÃO PONTAS 20CM
(28.1090.24)	PINÇA AUTO CENTRANTE 24CM

Referência	Instrumento
(28.0904.02)	PINÇA PERIARTICULAR 38CM
(18.0290.02)	RETRATOR ISRAEL 5PR. 45X50MM, 25CM
(18.0250.04)	RETRATOR VOLKMANN SHARP 4PR. 21.5CM
(28.0744.22)	RETRATOR JOELHO 38X9MM, 22,5CM